



PM-1010



PM-1210



PM-1420



PM-2015



PM-2010

## Gleitmatte Sliding Mat

Gebrauchsanleitung · Manual · Bruksanvisning  
Käsikirja · Mode d'emploi · Návod k použití

# Inhaltsverzeichnis

## **1 Allgemeine Informationen**

- 1.1 Produktvarianten
- 1.2 Hilfsmittelnummer
- 1.3 Zubehör
- 1.4 Lieferumfang
- 1.5 Lagerung, Transport
- 1.6 Nutzungsdauer / Lebenszyklus

## **2 Sicherheitshinweise**

- 2.1 Verwendete Symbole
- 2.2 Funktionskontrolle

## **3 Produktanwendung**

- 3.1 Indikation und Wiedereinsatz
- 3.2 Kontraindikation
- 3.3 Anwendungsrisiken
- 3.4 Einsatzbereiche
- 3.5 Illustration der Anwendung
- 3.6 Anwendung
- 3.7 Zulässiges Zubehör, Kombination mit anderen Produkten

## **4 Produktkennzeichnung / CE**

## **5 Reinigung, Pflege und Desinfektion**

## **6 Technische Daten**

## **7 Garantie**

## **8 Entsorgungshinweis**

# 1 Allgemeine Informationen

Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Petermann Produkt entschieden haben.

## **Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch!**

Nach Erkenntnissen der modernen Arbeitsmedizin sind Menschen in Pflegeberufen arbeitsbedingt stark körperlich belastet. Oft kommt es zu Rückenschäden. Es gibt viele Situationen, in denen ein Pflegebedürftiger von einem Bett, einer Transportliege, einer Ambulanzliege, einem Röntgentisch oder einem Rollstuhl auf eine andere Liege- oder Sitzfläche umgelagert werden muss. Durch den Einsatz von Gleitmatten, kann die Belastung des Anwenders und des Patienten/Pflegebedürftigen entscheidend reduziert werden.

Der Einsatz der Umlagerungshilfen sollte unter der Voraussetzung erfolgen, dass der Anwender den Umgang mit ihnen erlernt hat. Der Anwender muss selbstständig entscheiden, welches Hilfsmittel der Situation des Pflegebedürftigen und dem beabsichtigten Bewegungsablauf gerecht wird.

Gleitmatte sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Wahl der Gleitmatte richtet sich nach dem Krankheitsbild, der Auflagefläche sowie dem Positionierungsziel. Fragen Sie hier unsere Spezialisten. Wir helfen Ihnen gerne!

Alle Gleitmatten sind auf der Innenseite aus besonders gleitfähigem Material hergestellt, welche ein einfaches Bewegen ermöglicht. Die Außenflächen bestehen aus carbonfaserverstärktem, latexfreiem Material, das durch seine flüssigkeitsabweisenden Eigenschaften optimal im Pflegebereich eingesetzt werden kann. Dazwischen sind die Gleitmatten weich gepolstert, um den Pflegebedürftigen ein angenehmes Liege- oder Sitzgefühl zu geben.

Die Gleitmatten sind Teil eines Produktprogramms, welches speziell zur Unterstützung beim Umlagern bzw. Transfer von Pflegebedürftigen in der häuslichen Pflege und anderen medizinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens, sowie in Krankenhäusern genutzt wird.

Das Produkt darf nur zu angegebenen Zweck und Bedingungen genutzt werden.

Die Gleitmatten sind eine sichere Umlagerungshilfe, die für den Pflegebedürftigen angenehme und komfortable sowie für die Anwender rückschonende und einfache Umlagerungen ermöglicht.

Die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung beziehen sich auf die pflegebedürftige Person, die umgelagert und bewegt wird sowie auf den Anwender, der den Transfer / die Umlagerung vornimmt.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie zusätzliche Informationen oder Hilfe bei der Anwendung des Petermann Produktes benötigen.

## 1.1 Produktvarianten

**Bestell-Nr.: PM-1010** Gleitmatte PES/Carbon  
**Bestell-Nr.: PM-1210** Gleitmatte PES/Carbon  
**Bestell-Nr.: PM-1220** Gleitmatte Cotton/Naturdrell  
**Bestell-Nr.: PM-1215** Gleitmatte PES/Carbon  
**Bestell-Nr.: PM-2010** Gleitmatte PES/Carbon  
**Bestell-Nr.: PM-2015** Gleitmatte PES/Carbon  
**Bestell-Nr.: PM-1420** Gleitmatte Cotton/Naturdrell  
**Bestell-Nr.: PM-2010** Gleitmatte PES/Carbon  
**Bestell-Nr.: PM-2020** Gleitmatte Cotton/Naturdrell  
**Bestell-Nr.: PM-2015 (2-teilig)** Gleitmatte PES/Carbon

## 1.2 Hilfsmittelnummer

### **PM-1010**

Hilfsmittelnummer: 22.29.01.2008

### **PM-1210/PM-1220/PM-1215/PM-1420**

Hilfsmittelnummer: 22.29.01.2009

### **PM-2010/PM-2020/PM-2015**

Hilfsmittelnummer: 22.29.01.2007

## 1.3 Zubehör

Für diese Produkte ist kein Zubehör verfügbar.

## 1.4 Lieferumfang

Gleitmatte  
Gebrauchsanleitung

## 1.5 Lagerung, Transport

Lagerung/Transport      bei -5°C – 40°C  
Sonstiges:                    vor Sonneneinstrahlung schützen

## 1.6 Nutzungsdauer / Lebenszyklus

Wird das Produkt gemäß den Sicherheitsvorschriften verwendet, beträgt die zu erwartende Produktlebensdauer **fünf Jahre**. Die effektive Lebensdauer kann jedoch, abhängig von der Häufigkeit und Intensität des Gebrauchs, der Anzahl der Wasch- und Desinfektionsvorgänge, variieren.

Führen Sie regelmäßig eine Funktionskontrolle mit dem Produkt durch und beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise (siehe Punkt 2).

## 2 Sicherheitshinweise



**WARNUNG** kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnte.

- Es liegt in der Verantwortung der Einrichtung / des Anwenders anhand der Gegebenheiten (Gewicht / Gesundheitszustand des Pflegebedürftigen) und des Leistungsvermögens des Anwenders, zu beurteilen, ob ggf. mehrere Anwender für den Transfer notwendig sind oder zusätzliche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden müssen.
- Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Die glatte Oberfläche minimiert den Reibungswiderstand während des Positionswechsels erheblich. Überprüfen Sie sorgfältig die Transferebenen auf bremsichere Standfestigkeit (z. B. Rollstuhl, Bett).
- Achten Sie darauf, dass die Transfers rückengerecht von den Anwendern ausgeführt werden.
- Gewichtsbegrenzungen sind einzuhalten (200 kg).
- Nach dem Transfer / Positionswechsel die Gleitmatte unter dem Pflegebedürftigen entfernen. Bitte fragen Sie ggf. nach Produkten, die auch im Bereich "Lagerung" verwendet werden können.
- Umlagerungsprodukte unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess. Überprüfen Sie die Hilfsmittel regelmäßig auf ihre Funktionstauglichkeit.
- Bei Verwendung von nicht handelsüblichen Waschmitteln bzw. Bleichmitteln, Alkohol, Weichspüler oder anderen chemischen Waschzusätzen können sich die Funktionseigenschaften der Gleitmatte nachhaltig verschlechtern.

### 2.1 Verwendete Symbole

	90°C Wäsche		max. Gewichtsbelastung siehe Punkt 6
	Nicht bleichen		Hersteller
	Trocknen bei niedrigen Temperaturen		Chargen-Nr./Lot-Nr.
	Nicht bügeln		Code zur Identifikation
	Nicht chemisch reinigen		Konformitätszeichen
	Warnung		Artikelnummer
	Gebrauchsanleitung beachten		Kennzeichnung Medical Device
	Keinen Weichspüler verwenden		


## 2.2 Funktionskontrolle

Auch Umlagerungsprodukte unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess. Überprüfen Sie die Hilfsmittel regelmäßig und sorgfältig und unbedingt vor jedem Wiedereinsatz.



### **Sichtprüfung**

Sicherstellen, dass Material, Nähte, Griffschlaufen und Schnallen unbeschädigt und funktionsfähig sind



### **Gleitfähigkeit**

Produkt auf feste Unterlage legen  
Hände mit Druck über das Produkt ziehen  
Gute Gleitfähigkeit – leichtes Gleiten  
Niedrige Gleitfähigkeit: kein Gleiten/Bewegen möglich



- **Defekte Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden!**

## 3 Produktanwendung

### 3.1 Indikation und Wiedereinsatz

Die Indikationen können aufgrund der großen Einsatzmöglichkeiten an keinem bestimmten Krankheitsbild festgemacht werden, da Gleitmatten für alle Anwendungen an Menschen mit Unterstützungsbedarf geeignet sind. Durch den reduzierten Reibungswiderstand können bei Anwendung der Gleitmatten die Ressourcen der Pflegebedürftigen genutzt werden. Für die Anwender verringert sich der Kraftaufwand. Spezielle Anwendungsgebiete finden Sie bei folgenden Produkten:

#### **PM-1010**

- Pflegebedürftige bei denen die Beine nicht aufgestellt werden können

#### **PM-2020**

- Vermehrtes Reiben der Fersen über die Matratze

#### **Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet.**

Führen Sie vor dem Wiedereinsatz unbedingt eine gründliche Funktionskontrolle (siehe Punkt 2.2) sowie eine Reinigung und Desinfektion des Produktes durch. (siehe Punkt 5)

### 3.2 Kontraindikation

Kontraindikationen können an keinem bestimmten Krankheitsbild festgemacht werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise unter Punkt 2. Bei folgenden Patientenbildern muss von der Anwendung der Produkte ggfs. abgesehen werden.

#### **Alle Gleitmatten**

- Individuell empfundene Schmerzen

#### **PM-2010/PM-2020/PM-2015**


- Pflegebedürftige können nicht aktiv den Transfer unterstützen. (Ausnahme PM-2020 - Fersenscharren)

### 3.3 Anwendungsrisiken

- Die Bewegung wird überraschend oder zu schnell durchgeführt → Sturzgefahr. Insbesondere bei ängstlichen Patienten muss auf eine auf den Patienten und seine Verfassung eingehende Ausführung geachtet werden.
- Falsches Einlegen → erschwelter Bewegungsablauf
- Zu kleine Gleitmatte → führt zu ungewünschten Scherkräften

### 3.4 Einsatzbereiche

Das Produkt kann in der häuslichen Pflege und anderen medizinischen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie in Krankenhäusern eingesetzt werden.



### 3.5 Illustration der Anwendung



### 3.6 Anwendung

Gleitmatten gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, je nach Funktionsbild des Pflegebedürftigen und gewünschtem Positionswechsel kann hier die richtige Größe ermittelt werden. Es handelt sich um Tunnelgleitmatten, bei denen die angegebene Länge jeweils die geschlossene Seite ist. Die Innenfläche besteht aus gleitfähigem Material. Die Außenfläche besteht aus carbonfaserverstärktem latexfreiem Material, welches flüssigkeitsabweisende Eigenschaften besitzt.

Die Gleitmatten ermöglichen nicht nur das Bewegen des Pflegebedürftigen im Bett, sondern können im Liegen und Sitzen für viele Positionswechsel und Transfers eingesetzt werden. Gleitmatten aus PES/Carbon unterstützen die Bewegungsübergänge und sind nicht zum Verbleib unter dem Pflegebedürftigen gedacht. Hierbei kann gut mit dem Rutschbrett, der Drehscheibe, der Aufrichthilfe oder dem Haltegürtel kombiniert werden. Soll der Pflegebedürftige auf dem Produkt dauerhaft liegen bleiben, wählen Sie die entsprechende Produktvariante aus Cotton/Naturdrell. Nach der Anwendung können die Gleitmatten am Etikett aufgehängt werden.

#### PM-1010

#### Einlegen der Gleitmatte

- Pflegebedürftigen in Halbseitenlage bringen.
- Gleitmatte an der geschlossenen Seite zur Hälfte nach unten einschlagen.
- Gleitmatte am Rücken des Pflegebedürftigen anlegen, die Position kann entsprechend variieren.
- Pflegebedürftigen in Rückenlage bringen.
- Eingeschlagenes Drittel seitlich unter dem Pflegebedürftigen durchziehen.
- Der Pflegebedürftige sollte mittig auf dem Gleittuch liegen.

## Bewegen mit der Gleitmatte

Durch die Flexibilität der Gleitmatten sind Zug- und Schiebebewegungen sowie Seitenlagerungen/135°Positionierungen möglich.

### PM-1210/PM-1220/PM-1215/PM-1420/PM-2010/PM-2020/PM-2015

#### Einlegen der Gleitmatte Variante A

- Die Gleitmatte quer unter das Becken den Pflegebedürftigen schieben.

#### Einlegen der Gleitmatte Variante B

- Pflegebedürftigen durch Gewichtsverlagerung auf eine Seite positionieren.
- Gleitmatte, je nach geplanter Bewegungsrichtung, an der Seite 1/3 nach unten einschlagen.
- Gleitmatte am Rücken des Pflegebedürftigen anlegen, die Position kann entsprechend variieren.
- Pflegebedürftigen in Rückenlage bringen.
- Eingeschlagenes Drittel unter dem Pflegebedürftigen durchziehen.
- Der Pflegebedürftige sollte mittig auf der Gleitmatte liegen.

## Bewegen zum Kopfende

Voraussetzung: Die Füße können aufgestellt werden. Hier wird der Einsatz einer Antirutschmatte empfohlen!

- Füße des Pflegebedürftigen aufstellen.
- Pflegebedürftiger kann sich durch Abdrücken der Beine selbständig oder mit Hilfe des Anwenders nach oben bewegen.

Ist das Aufstellen der Füße nicht möglich ist eine weitere Gleitmatte erforderlich.

## Bewegen zur Seite

Voraussetzungen: keine

Durch die Flexibilität der Gleitmatten sind seitliche Zug- und Schiebebewegungen sowie Seitenlagerungen möglich.

## Herausnehmen

Nach erfolgter Positionierung kann die Gleitmatte entfernt werden, ohne den Pflegebedürftigen zu bewegen.

- Pflegebedürftigen mit einer Hand stabilisieren.
- Mit der anderen Hand kann die Gleitmatte durch Zug an der untenliegenden Seite, unter dem Pflegebedürftigen hervorgezogen werden.

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website unter [www.pm-med.de](http://www.pm-med.de) oder sehen sich unsere ausführlichen Produktvideos auf unserem YouTube Channel an.





### 3.7 Zulässiges Zubehör, Kombination mit anderen Produkten

Gleitmatten werden in Kombination mit folgenden Produkten eingesetzt:

- PM-7010/7011 Antirutschmatte
- PM-8010 Positionierungskeile

Petermann Transferhilfen sind Teil eines umfassenden Programmes von Hilfsmitteln, die für Anwender effektiv und rückschonend und für Pflegebedürftigen angenehm und unterstützend wirken. Je nach Situation und Krankheitsbild können daher weitere Petermann Produkte zum Einsatz kommen. Fragen Sie unsere Spezialisten. Wir helfen Ihnen gerne!

#### 3.7.1 Setartikel

Artikel-Nr. Set	Bestandteile Set
PM-1010-W	PM-1010 Gleitmatte
	PM-1051.2 Schutzbezug

## 4 Produktkennzeichnung / CE



Die Petermann Gleitmatte ist ein Medizinprodukt der Klasse I und entspricht der EU-Regulation 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 05.04.2017 für Medizinprodukte, auch als MDR bezeichnet.

Die Petermann GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 durch den TÜV Süd, Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsystem für den Geltungsbereich Design und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Hilfsmitteln für immobile Menschen.

## 5 Reinigung, Pflege und Desinfektion

Reinigung	Desinfektion (sofern erforderlich)
90° Waschmaschine	Empfohlene Desinfektionsmittel zur Wischdesinfektion: - Trionic® (DGHM/VAH Zulassung, weitere Informationen auf Anfrage) - Mikrobac® Tissues* - Mikrobac® forte* - Bacillo® 30 Foam - Bacillo® 30 Tissues - Bacillo® 30 Sensitive Tissues - Mikrobac® Virucidal Tissues*
Feinwaschmittel	
Keine Bleiche oder chemischen Waschzusätze verwenden! Ansonsten können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern.	
Nur mit ähnlichen Farben waschen	* nach Abschluss der Desinfektion mit einem mit Wasser getränkten Tuch nachwischen, um Rückstände bzw. Schichtaufbau zu vermeiden. Bitte beachten Sie grundsätzlich bei der Wischdesinfektion die Gebrauchsanleitungen der Hersteller.
Empfohlenes Waschmittel für Industriewaschmaschinen: - Maximo Liquid als Alleinwaschmittel	
Niedrige Trocknertemperaturen (45° - 50° C)	
Bei Interesse an einer professionellen Aufbereitung kontaktieren Sie unser Büro, Sie erhalten dort weitere Informationen.	
Beachten Sie unbedingt den Pflegehinweis am Etikett jedes Produktes so wie die Angaben auf der jeweiligen Gebrauchsanleitung.	

## 6 Technische Daten

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Belastung
PM-1010	PES/Carbon, latexfrei	blau/rot	200 kg
PM-1051.2	PES/PU	weiß	n. A
PM-1210	PES/Carbon, latexfrei	blau/rot	200 kg
PM-1251.2	PES/PU	weiß	n. A
PM-1220	Cotton/Naturdrell, latexfrei	creme	200 kg
PM-1215	PES/Carbon, latexfrei	blau/rot	200 kg
PM-1420	Cotton/Naturdrell, latexfrei	creme	200 kg
PM-2010	PES/Carbon, latexfrei	blau/rot	200 kg
PM-2020	Cotton/Naturdrell, latexfrei	creme	200 kg
PM-2015	PES/Carbon, latexfrei	blau/rot	200 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm	Gewicht	UDI
PM-1010	Gleitmatte	1900 x 600 x 5	950 g	(01)04250355310101(10)x
PM-1051.2	Schutzbezug	1900 x 600 x 0,5	200 g	(01)04250355310590(10)
PM-1210	Gleitmatte	1000 x 700 x 5	590 g	(01)04250355312105(10)x
PM-1251.2	Schutzbezug	1000 x 700 x 0,5	120 g	(01)04250355312594(10)
PM-1220	Gleitmatte	1000 x 700 x 5	985 g	(01)04250355312204(10)x
PM-1215	Gleitmatte	1100x 750 x 5	660 g	(01)04250355312150(10)x
PM-1420	Gleitmatte	1400 x 900 x 5	1890 g	(01)04250355314208(10)x
PM-2010	Gleitmatte	500 x 600 x 5	265 g	(01)04250355320100(10)x
PM-2020	Gleitmatte	500 x 600 x 5	426 g	(01)04250355320209(10)x
PM-2015	Gleitmatte (2 - teilig)	250 x 600 x 5	300 g	(01)04250355320155(10)x

Die Produktion unserer Artikel unterliegt höchsten Qualitätsanforderungen. Aufgrund üblicher Fertigungsschwankungen stellen daher Maßangaben und sonstige von uns publizierte Informationen zur Beschaffenheit unserer Produkte immer definierte Produktionsabmessungen da. Abweichungen, die Sie feststellen, wurden durch unser Kontrollverfahren geprüft, und stellen keine Leistungsminderung des jeweiligen Produktes dar.

## 7 Garantie

- Die Firma Petermann garantiert, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist.
- Die Garantieleistung bezieht sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren. **Diese erstreckt sich nicht auf Mängel, die auf Abrieb, normale Abnutzung, unsachgemäßen Gebrauch sowie unsachgemäße Reinigung zurückzuführen sind.**
- Die Firma Petermann ist nicht für zufällige oder mittelbare Verletzung bzw. Sachschäden haftbar.

## 8 Entsorgungshinweis

Für Gleitmatten bestehen keine besonderen Entsorgungsvorschriften, sie können gemäß nationalen und örtlichen Vorschriften entsorgt werden.



**Petermann GmbH**  
**Waldweg 3**  
**D-91601 Dombühl**  
**Telefon: +49 (0) 9868-9339-0**  
**E-Mail: [petermann@pm-med.de](mailto:petermann@pm-med.de)**

## Table of Contents

### **1 General Information**

- 1.1 Product versions
- 1.2 Accessories
- 1.3 Scope of delivery
- 1.4 Storage, transport
- 1.5 Service life / lifecycle

### **2 Safety information**

- 2.1 Symbols used
- 2.2 Function check

### **3 Using the product**

- 3.1 Indication and further use
- 3.2 Contraindications
- 3.3 Application risks
- 3.4 Areas of application
- 3.5 Application illustration
- 3.6 Application
- 3.7 Approved accessories, combination with other products

### **4 Product marking / CE**

### **5 Cleaning, care and disinfection**

### **6 Technical Data**

### **7 Warranty**

### **8 Disposal information**

# 1 General Information

Thank you for choosing a Petermann product.

## **Please read the user manual carefully before using the product for the first time!**

The current understanding in modern occupational health and safety is that people in nursing professions experience significant work-related physical strain. Back injuries are common. There are many situations in which a patient has to be transferred from a bed, a wheeled stretcher, ambulance stretcher, an X-Ray table or a wheelchair to a different stretcher or seat. The strain on the user and the patient / care-dependent can be reduced significantly through the use of Sliding Mats.

The use of transfer aids should be conditional upon the user having learned to use the equipment properly. The user has to decide for themselves what equipment is suitable to the patient's situation and the intended sequence of movements.

Sliding Mats are available in various sizes. The choice of Sliding Mat is based on the clinical picture, the supporting surface and the positioning goal. Ask our experts about this. We are happy to help you!

The inner surface of all Sliding Mats is made from particularly low friction fabric, which allows for easy movement. The outer surfaces consist of a carbon-fibre reinforced, latex-free material, which thanks to its liquid-repellent properties is optimal for use in care settings. The Sliding Mats have soft padding between the surfaces so that the patient can lie or sit comfortably.

The Sliding Mats are part of a product line which is used specifically to aid in the transfer of patients in home care and other health care facilities, as well as in hospitals.

The product may only be used for the specified purpose and under the specified conditions.

The Sliding Mats are a safe transfer aid, which allows for a transfer which is pleasant and comfortable for the patient as well as being simple and back-friendly for the users.

The information in this user manual is for the patient who is being transferred and moved, as well as the user performing the transfer / position change.

Contact us if you require additional information or assistance using the Petermann product.

## 1.1 Product versions

**Item no.: PM-1010** Sliding Mat PES/Carbon  
**Item no.: PM-1210** Sliding Mat PES/Carbon  
**Item no.: PM-1220** Sliding Mat Cotton/natural ticking  
**Item no.: PM-1215** Sliding Mat PES/Carbon  
**Item no.: PM-2010** Sliding Mat PES/Carbon  
**Item no.: PM-2015** Sliding Mat PES/Carbon  
**Item no.: PM-1420** Sliding Mat Cotton/natural ticking  
**Item no.: PM-2010** Sliding Mat PES/Carbon  
**Item no.: PM-2020** Sliding Mat Cotton/natural ticking  
**Item no.: PM-2015 (2-piece)** Sliding Mat PES/Carbon

## 1.2 Accessories

No accessories are available for this device.

## 1.3 Scope of delivery

Sliding Mat  
User manual

## 1.4 Storage, transport

Store/transport                    at -5°C – 40°C  
Other:                                protect from sunlight

## 1.5 Service life / lifecycle

If the product is used in accordance with the safety instructions, then the expected product service life is **five years**. However, the effective service life may vary depending on the frequency and intensity of use and the number of washing and disinfection cycles.

Perform regular function checks on the product and be sure to observe the safety information (see item 2).
















# 2 Safety information



**WARNING indicates a potential danger which could lead to personal injury or material damage.**

- It is the responsibility of the organisation / the user to determine, on the basis of the circumstances (weight / health condition of the patient) and the capabilities of the user, whether several users may be required for the transfer and/or whether additional safety measures are required.
- Defective products may no longer be used.
- The smooth surfaces significantly reduce resistance due to friction during repositioning. Check the transfer surfaces carefully to ensure they are fixed in place securely (e.g. wheelchair, bed).
- Ensure that the transfers are performed by the users in a back-friendly manner.
- Weight limits must be observed (200 kg).
- After the transfer / repositioning, remove the Sliding Mat from under the patient. If applicable, ask about products which can also be used for "bedding" applications.
- Transfer products are subject to a natural ageing process. Inspect the equipment regularly to ensure proper functionality.
- The use of non-standard cleaning agents or bleaching agents, alcohols, fabric softeners or other chemical laundry additives may lead to permanent deterioration of the Sliding Mat properties.

## 2.1 Symbols used

	90°C laundry		max. load capacity see item 6
	Do not bleach		Manufacturer
	Dry at low temperatures		Batch no. / lot no.
	Do not iron		Identification code
	Do not dry clean		Conformity mark
	Warning		Item number
	Observe the user manual		Medical device label
	Do not use fabric softener		

## 2.2 Function check

Transfer products are also subject to a natural ageing process. Inspect the equipment regularly and carefully, in particular before each use.



### Visual inspection

Ensure that material, seams, handle loops and buckles are undamaged and in functional order.



### Sliding properties

Place the product on a firm surface  
Pull your hands over the product with pressure  
Good glide - easy gliding  
Low glide: no gliding/moving possible



➤ **Defective products may no longer be used!**

## 3 Using the product

### 3.1 Indication and further use

Due to the wide range of possible applications, the indications cannot be tied to a specific clinical picture, since Sliding Mats are suitable for all applications involving people who require assistance. Thanks to the reduced friction, the capabilities of the patient can be put to use when Sliding Mats are used. The effort required on the part of the user is reduced. You will find special areas of application for the following products:

#### **PM-1010**

- Patients whose legs cannot be flexed

#### **PM-2020**

- Increased rubbing of the heel over the mattress.

### **This product may be reused.**

Before reusing the product, be sure to perform a thorough function check (see item 2.2) as well as cleaning and disinfection of the product. (see item 5)

## 3.2 Contraindications

Contraindications cannot be tied to a specific clinical picture. Observe the safety information under item 2. In the following patient pictures, the use of the products may have to be avoided:

### **All Sliding Mats**

- Individually perceived pain

### **PM-2010/PM-2020/PM-2015**


- Patients are unable to actively support the transfer (exception PM-2020 – scratching your heel)

## 3.3 Application risks


- The movement is performed surprisingly or too quickly → risk of falling, particularly in the case of anxious patients, attention must be paid to the patient and his condition
- Improper placement → difficult movement
- Sliding Mat is too small → resulting in undesirable shear forces.

## 3.4 Areas of application

The product can be used in home care and other health care facilities as well as hospitals.



## 3.5 Application illustration



## 3.6 Application

Sliding Mats are available in various sizes and versions, the correct size is determined on the basis of the patient's functional capacities and the desired change in position. These are tubular Sliding Mats, where the specified length is the length of the respective closed side. The inner surface consists of low friction material. The outer surface consists of carbon-fibre reinforced latex-free material which has liquid-repellent properties.



The Sliding Mats not only allow the patient to be moved within the bed, they can also be used for many position changes and transfers while lying down or sitting. The Sliding Mats PES/Carbon support the movement transitions and are not intended to remain underneath the patient. They can be combined effectively with a sliding board, turning disc, the raising aid or the support belt. If the patient is intended to continue lying on the product for a longer time, select the corresponding product version made from Cotton/natural thickening. After use, the sliding mats can be hung up by the label.

## PM-1010

### Placing the Sliding Mat

- Place the patient on their side.
- Fold the Sliding Mat down halfway on the closed side.
- Place the Sliding Mat against the back of the patient, the position may vary correspondingly.
- Place the patient on their back.
- Pull the folded over third through sideways underneath the patient.
- The patient should be positioned in the centre of the slide sheet.

### Moving with the Sliding Mat

The flexibility of the Sliding Mats allows for pulling, pushing and side / 135° positioning.

## PM-1210/PM-1220/PM-1215/PM-1420/PM-2010/PM-2020/PM-2015

### Placing the Sliding Mat, option A

- The Sliding Mat is pushed crosswise under the patient's pelvis.

### Placing the Sliding Mat, option B

- Place the patient on their side.
- Fold 1/3 of the Sliding Mat down on the side depending on the planned direction of movement
- Place the Sliding Mat against the back of the patient, the position may vary correspondingly.
- Place the patient on their back.
- Pull the folded over third through underneath the patient.
- The patient should be positioned in the centre of the Sliding Mat.

### Moving toward the head

Prerequisites: The legs can be flexed. Use of a non-slip mat is recommended in this case!

- Flex the patient's legs.
- The patient can move up by extending the legs, on their own or with the user's assistance.

If the legs cannot be flexed, then an additional Sliding Mat is required.

### Moving to the side

Prerequisites: none

The flexibility of the Sliding Mats allows for sideways pulling, pushing and lateral positioning.

### Removal

After positioning has been completed, the Sliding Mat can be removed without moving the patient.

- Support the patient with one hand.
- The Sliding Mat can be pulled out from underneath the patient with the other hand by pulling on the side below.

Visit our website at [www.pm-med.de](http://www.pm-med.de) or watch our comprehensive product videos on our YouTube channel.



### 3.7 Approved accessories, combination with other products

Sliding Mats are used in combination with the following products:

- PM-7010/7011 Non-Slip Mats
- PM-8010 Positioning Wedges

Petermann transfer aids are part of a comprehensive aid product range, which are effective and back-friendly for the user and comfortable and supportive for the patients. Additional Petermann products may be used according to the situation and clinical picture. Ask our experts. We are happy to help you!

#### 3.7.1 Sets

Item No.	Ingredients set
PM-1010-W	PM-1010 Sliding Mat
	PM-1051.2 Protection Cover

## 4 Product marking / CE



The Petermann Sliding Mat is a Class I Medical Device and meets the EU-Regulation 2017/745 of the European Parliament and Council dated 05.04.2017 for medical devices, hereinafter called MDR.

Petermann GmbH is certified in accordance with DIN EN ISO 13485 by TÜV Süd, Medical Devices - Quality management systems applicable to the design and development, production and distribution of aids for people of limited mobility.

## 5 Cleaning, care and disinfection

Cleaning	Disinfection (if necessary)
90° washing machine	Recommended disinfectants for wipe disinfection: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trionic® (DGHM/VAH approval, further information on request)</li> <li>- Mikrobac® Tissues*</li> <li>- Mikrobac® forte*</li> <li>- Bacillo® 30 Foam</li> <li>- Bacillo® 30 Tissues</li> <li>- Bacillo® 30 Sensitive Tissues</li> <li>- Mikrobac® Virucidal Tissues*</li> </ul>
Mild detergent	
Do not use cleaning agents with bleaching ingredients or chemical laundry additives! Otherwise the product properties may deteriorate permanently.	
Wash with similar colours only	
Recommended detergent for industrial washing machines:	* wipe with a cloth soaked in water after disinfection to avoid residues or layer build-up. Please always follow the manufacturer's manuals for use when wiping disinfection.
- - Maximo Liquid as single detergent	
Low dryer temperatures (45° - 50° C)	

Be sure to follow the care instructions on the label of each product as well as the manuals for use.

## 6 Technical Data

Item no.	Material	Colour	Load-bearing capacity
PM-1010	PES/Carbon, latex free	blue/red	200 kg
PM-1051.2	PES/PU	White	n. A.

PM-1210	PES/Carbon, latex free	blue/red	200 kg
PM-1251.2	PES/PU	White	n. A.
PM-1220	Cotton/natural ticking, latex free	off-white	200 kg
PM-1215	PES/Carbon, latex free	blue/red	200 kg
PM-1420	Cotton/natural ticking, latex free	off-white	200 kg
PM-2010	PES/Carbon, latex free	blue/red	200 kg
PM-2020	Cotton/natural ticking, latex free	off-white	200 kg
PM-2015	PES/Carbon, latex free	blue/red	200 kg

Item no.	Description	Dimensions in mm	Weight	UDI
PM-1010	Sliding Mat	1900 x 600 x 5	950 g	(01)04250355310101(10)x
PM-1051.2	Protection cover	1900 x 600 x 0,5	200 g	(01)04250355310590(10)
PM-1210	Sliding Mat	1000 x 700 x 5	590 g	(01)04250355312105(10)x
PM-1251.2	Protection cover	1900 x 600 x 0,5	120 g	(01)04250355312594(10)
PM-1220	Sliding Mat	1000 x 700 x 5	985 g	(01)04250355312204(10)x
PM-1215	Sliding Mat	1100 x 750 x 5	660 g	(01)04250355312150(10)x
PM-1420	Sliding Mat	1400 x 900 x 5	1890 g	(01)04250355314208(10)x
PM-2010	Sliding Mat	500 x 600 x 5	265 g	(01)04250355320100(10)x
PM-2020	Sliding Mat	500 x 600 x 5	426 g	(01)04250355320209(10)x
PM-2015	Sliding Mat (2-piece)	250 x 600 x 5	300 g	(01)04250355320155(10)x

The manufacturing of our products is subject to highest quality standards. Due to usual manufacturing variations published dimensions and further information concerning the condition of the product are defined as target production specifications. Deviations which might occur are monitored by professional quality management procedures and do not represent a reduction in performance of the respective product.

## 7 Warranty

- The company Petermann warrants that the product is free from defects in material and workmanship.
- The warranty period is 3 years. **It does not cover defects attributable to abrasion, normal wear, improper use or improper cleaning.**
- The company Petermann is not liable for accidental or consequential injury or material damage.

## 8 Disposal information

There are no specific disposal regulations for Sliding Mats, they can be disposed of in accordance with applicable national and local regulations.



**Petermann GmbH**  
**Waldweg 3**  
**D-91601 Dombühl**  
**Phone: +49 (0) 9868-9339-0**  
**Email: [petermann@pm-med.de](mailto:petermann@pm-med.de)**

## Innehållsförteckning

### **1 Allmän information**

- 1.1 Produktversioner
- 1.2 Tillbehör
- 1.3 Leveransomfattning
- 1.4 Förvaring, transport
- 1.5 Livslängd/livscykel

### **2 Säkerhetsinformation**

- 2.1 Symboler som används
- 2.2 Funktionskontroll

### **3 Användning av produkten**

- 3.1 Indikation och fortsatt användning
- 3.2 Kontraindikationer
- 3.3 Risker vid användning
- 3.4 Användningsområden
- 3.5 Bild av användning
- 3.6 Användning
- 3.7 Godkända tillbehör, i kombination med andra produkter

### **4 Produktmärkning/CE**

### **5 Rengöring, skötsel och desinficering**

### **6 Tekniska data**

### **7 Garanti**

### **8 Information om kassering**

# 1 Allmän information

Tack för att du valt en Petermann-produkt.

## **Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten för första gången!**

Det rådande synsättet på arbetsmiljöområdet är att personer i vården upplever betydande arbetsrelaterad fysisk belastning. Ryggskador är vanliga. Det finns många situationer där en brukare måste flyttas över från en säng, en bår med hjul, en ambulansbår, ett röntgenbord eller en rullstol till en annan bår eller stol. Belastningen på användaren och brukaren kan minskas avsevärt genom att Sliding Mats används.

Användning av förflyttningshjälpmedel förutsätter att användaren har lärt sig att använda utrustningen på rätt sätt. Användaren måste själv bestämma vilken utrustning som är lämplig för brukarens situation och den förväntade rörelsesekvensen.

Sliding Mats finns i olika storlekar. Valet av Sliding Mat baseras på den kliniska bilden, stödytan och positioneringsmålet. Fråga våra experter om detta. Vi hjälper dig gärna!

Den inre ytan på alla Sliding Mats är tillverkad av särskilt lågfrikionsmaterial, vilket möjliggör enkel förflyttning. De yttre ytorna består av ett kolfiberförstärkt, latexfritt material, som tack vare dess vätskeavvisande egenskaper är optimalt för användning i vårdmiljöer. Sliding Mats har mjuk vaddering mellan ytorna så att brukaren kan ligga eller sitta bekvämt.

Sliding Mats ingår i en produktlinje som används specifikt för att underlätta förflyttningen av brukare inom hemsjukvård och på andra vårdinrättningar samt på sjukhus.

Produkten får endast användas för det angivna ändamålet och under de angivna förutsättningarna.

Sliding Mats är ett säkert förflyttningshjälpmedel, som möjliggör en förflyttning som är behaglig och bekväm för brukaren samt enkel och skonsam för användarens rygg.

Informationen i denna bruksanvisning är avsedd för brukaren som överflyttas och för den användare som utför överflyttningen/positionsändringen.

Kontakta oss om du behöver ytterligare information eller hjälp med att använda Petermann-produkten.

## 1.1 Produktversioner

**Artikelnr: PM-1010** Sliding Mat 190x60 cm  
**Artikelnr: PM-1210** Sliding Mat 100x70 cm M  
**Artikelnr: PM-1220** Sliding Mat Cotton 100x70 cm M  
**Artikelnr: PM-1215** Sliding Mat 110x80 cm L  
**Artikelnr: PM-2010** Sliding Mat 50x60 cm  
**Artikelnr: PM-2015** Sliding Mat 25x60 cm, 2 delar  
**Artikelnr: PM-1420** Sliding Mat Cotton 140x90 cm  
**Artikelnr: PM-2010** Sliding Mat 50x60 cm  
**Artikelnr: PM-2020** Sliding Mat Cotton 50x60 cm

## 1.2 Tillbehör

Det finns inga tillbehör för den här produkten.

## 1.3 Leveransomfattning

Sliding Mat  
Bruksanvisning

## 1.4 Förvaring, transport

Förvaring/transport vid -5 °C–40 °C  
Övrigt: skydda mot solljus

## 1.5 Livslängd/livscykel

Om produkten används i enlighet med säkerhetsanvisningarna är den förväntade livslängden **fem år**. Den effektiva livslängden kan dock variera beroende på användningsfrekvens och användningsintensitet samt antalet tvätt- och desinficeringscykler.

Utför regelbundna funktionskontroller av produkten och var noga med att följa säkerhetsinformationen (se punkt 2).
















## 2 Säkerhetsinformation



**WARNING** indikerar en potentiell fara som kan leda till personskador eller materiella skador.

- Det är organisationens/användarens ansvar att utifrån omständigheterna (brukarens vikt/hälsotillstånd) och användarens förmåga avgöra om flera användare kan behövas för överflyttningen och/eller om ytterligare säkerhetsåtgärder krävs.
- Defekta produkter får inte längre användas.
- De släta ytorna minskar friktionen avsevärt under positioneringen. Kontrollera överflyttningsytorna noggrant för att säkerställa att de står stabilt (t.ex. rullstol, säng).
- Se till att användarna utför överflyttningen på ett sätt som är skonsamt för ryggen.
- Viktgränser måste respekteras (200 kg).
- Efter förflyttningen/positioneringen tar du bort Sliding Mat från brukaren. Fråga vid behov om produkter som även kan användas som sängkläder.
- Överflyttningsprodukter utsätts för en naturlig åldrandeprocess. Inspektera utrustningen regelbundet för att säkerställa att den fungerar på rätt sätt.
- Användning av rengöringsmedel eller blekmedel, alkoholbaserade medel, sköljmedel eller andra kemiska tvätt tillsatser som inte är av standardsort kan leda till permanent försämring av Sliding Mats egenskaper.

## 2.1 Symboler som används

	tvättas i 90 °C		max lastkapacitet se punkt 6
	Får inte blekas		Tillverkare
	Torka vid låga temperaturer		Batch no./Lot no.
	Får inte strykas		Identifieringskod
	Får inte kemtvättas		Märkning om överensstämmelse
	Varning!		Artikelnummer
	Följ bruksanvisningen		Etikett för medicintekniska produkter
	Använd inte sköljmedel		

## 2.2 Funktionskontroll

Överflyttningsprodukter utsätts också för en naturlig åldrandeprocess. Inspektera utrustningen regelbundet och noggrant, framför allt inför varje användning.



### Visuell inspektion

Kontrollera att material, sömmar, handtagsslingor och spännen är oskadade och i funktionsdugligt skick.



### Glidande egenskaper

Placera produkten på ett fast underlag  
Dra händerna över produkten med tryck  
Bra glid - lätt glidning  
Låg glidförmåga: ingen glidning/förflyttning möjlig



➤ **Defekta produkter får inte längre användas!**

## 3 Användning av produkten

### 3.1 Indikation och fortsatt användning

Mot bakgrund av det stora antalet möjliga användningsområden kan indikationerna inte kopplas till en specifik klinisk bild, eftersom Sliding Mats är lämpliga för alla användningsområden där individer behöver hjälp. Tack vare den minskade friktionen kan brukarens förmåga användas när Sliding Mats används. Den ansträngning som krävs av brukaren blir mindre. Särskilda användningsområden finns för följande produkter:

#### **PM-1010**

- Brukare vars ben inte kan böjas

#### **PM-2020**

- Öka skjuv på hälen mot madrassen.



**Denna produkt kan återanvändas.**

Innan du återanvänder produkten ska du vara noga med att utföra en noggrann funktionskontroll (se punkt 2.2) samt rengöra och desinficera produkten (se punkt 5).

### 3.2 Kontraindikationer

Kontraindikationer kan inte kopplas till en specifik klinisk bild. Följ säkerhetsinformationen under punkt 2. I följande brukarbilder ska användning av produkterna eventuellt undvikas:

**Alla Sliding Mats**

- Smärta som brukaren upplever

**PM-2010/PM-2020/PM-2015**


- Brukare som inte aktivt kan stödja överflyttningen (undantag PM-2020 –skjuv mot hälen)

### 3.3 Risker vid användning


- Rörelsen utförs utan förvarning eller för snabbt → risk för fall, särskilt när det gäller oroliga brukare, då uppmärksamheten måste ägnas åt brukaren och dennes tillstånd
- Olämplig placering → svårt att röra sig
- Sliding Mat är för liten → vilket leder till oönskade skjuvkrafter.

### 3.4 Användningsområden

Produkten kan användas inom hemsjukvård och på vårdinrättningar samt sjukhus.



### 3.5 Bild av användning



### 3.6 Användning

Sliding Mats finns i olika storlekar och versioner och vilken storlek som rätt avgörs av brukarens funktionsförmåga och önskad positionsförändring. Sliding Mats är tubformade och den angivna längden är längden på den stängda sidan. Den inre ytan består av material med låg friktion. Den yttre ytan består av kolfiberförstärkt latexfritt material som är vätskeavvisande.

Sliding Mats medför inte bara att brukaren kan flyttas i sängen, utan den kan också användas för många positionsförändringar och överflyttningar i liggande och sittande position. Sliding Mats PES/kolfiber är ett stöd vid förflyttningar och är inte avsedda att ligga kvar under brukaren. De kan effektivt kombineras med en Sliding Board, Turning Disc, Raising Aid eller Support Belt. Om brukaren ska ligga kvar på produkten under en längre tid väljer du motsvarande produkt tillverkad av bomull/naturligt överdragsmaterial. Efter användning kan Sliding mats hängas upp med etiketten.

## PM-1010

### Placera Sliding Mat

- Lagg brukaren på sidan.
- Vik ner Sliding Mat halvvägs på den stängda sidan.
- Placera Sliding Mat mot brukarens rygg. Positionen kan variera på motsvarande sätt.
- Lagg brukaren på rygg.
- Dra den vikta tredjedelen sidleds under brukaren.
- Brukaren ska placeras i mitten av Slide Sheet.

### Förflyttning med Sliding Mat

Flexibiliteten hos Sliding Mats möjliggör positionering genom att dra, skjuta samt förflytta i sidled/135°.

## PM-1210/PM-1220/PM-1215/PM-1420/PM-2010/PM-2020/PM-2015

### Placera Sliding Mat, alternativ A

- Sliding Mat förs in på tvären under brukarens bäcken.

### Placera Sliding Mat, alternativ B

- Lagg brukaren på sidan.
- Vik ner 1/3 av Sliding Mat på sidan beroende på den planerade rörelseriktningen
- Placera Sliding Mat mot brukarens rygg. Positionen kan variera på motsvarande sätt.
- Lagg brukaren på rygg.
- Dra den vikta tredjedelen under brukaren.
- Brukaren ska placeras i mitten av Sliding Mat.

### Förflyttning mot huvudänden

Förutsättningar: Brukaren kan böja benen. Användning av en Non-Slip Mat rekommenderas i detta fall!

- Böj brukarens ben.
- Brukaren kan ta sig upp genom att sträcka ut benen, på egen hand eller med användarens hjälp.

Om benen inte kan böjas krävs ytterligare en Sliding Mat.

### Förflyttning i sidled

Förutsättningar: inga

Flexibiliteten hos Sliding Mats möjliggör positionering genom att dra och skjuta samt förflyttning i sidled.

### Borttagning

När positioneringen är klar kan Sliding Mat tas bort utan att brukaren behöver flyttas.

- Stöd brukaren med en hand.
- Sliding Mat kan tas bort från brukaren med den andra handen genom att dra i sidan nedanför.

Besök vår webbplats på [www.pm-med.de](http://www.pm-med.de) eller titta på våra produktvideofilmer på vår YouTube-kanal.



### 3.7 Godkända tillbehör, i kombination med andra produkter

Sliding Mats kan användas i kombination med följande produkter:

- PM-7010/7011 Non-Slip Mats
- PM-8012 Bed Wedge S
- PM-8015 Bed Wedge M

Petermanns överflyttningshjälpmedel ingår i ett omfattande sortiment av hjälpmedel, som är effektiva och skonsamma mot användarens rygg samt bekväma och stödjande för brukarna. Ytterligare Petermann-produkter kan användas beroende på situation och klinisk bild. Fråga våra experter. Vi hjälper dig gärna!

## 4 Produktmärkning/CE



Sliding Mat från Petermann är en medicinteknisk produkt av klass I och uppfyller Europaparlamentets och rådets EU-förordning 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, fortsättningsvis kallat MDR.

Petermann GmbH är certifierat enligt DIN EN ISO 13485 av TÜV Süd, Medicintekniska produkter – Kvalitetsledningssystem som omfattar design och utveckling, produktion och distribution av hjälpmedel för personer med begränsad rörlighet.

## 5 Rengöring, skötsel och desinficering

Rengöring	Desinfektion (vid behov)
90° tvättmaskin	Rekommenderade desinfektionsmedel för torkdesinfektion: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trionic® (DGHM/VAH-godkännande, ytterligare information på begäran) Mikrobac® Tissues*</li> <li>- Mikrobac® forte*</li> <li>- Bacillo® 30 Foam</li> <li>- Bacillo® 30 Tissues</li> <li>- Bacillo® 30 Sensitive Tissues</li> <li>- Mikrobac® Virucidal Tissues*</li> </ul>
Milt tvättmedel	
Använd inte rengöringsmedel med blekmedel eller kemiska tvätttillsatser! Annars kan produktens egenskaper försämrans permanent.	
Tvätta endast med liknande färger.	* ska du torka av igen med en våt trasa efter desinficeringen för att ta bort rester och förhindra beläggning. Vid ytdesinficering ska du vara noga med att alltid följa tillverkarens anvisningar.
Rekommenderat tvättmedel för industritvättmaskiner:	
- Maximo Liquid som enskilt tvättmedel	
Låg temperatur i torktumblaren (45° - 50° C).	

Följ alltid skötselanvisningarna på etiketten på varje produkt samt informationen i respektive bruksanvisning.

## 6 Tekniska data

Artikelnr	Material	Färg	Max brukarvikt
PM-1010	PES/kolfiber, latexfri	blå/röd	200 kg
PM-1051.2	PES/PU	Vit	

PM-1210	PES/kolfiber, latexfri	blå/röd	200 kg
PM-1251.2	PES/PU	vit	
PM-1220	Bomull/naturligt överdragsmaterial, latexfritt	off-white	200 kg
PM-1215	PES/kolfiber, latexfri	blå/röd	200 kg
PM-1420	Bomull/naturligt överdragsmaterial, latexfritt	off-white	200 kg
PM-2010	PES/kolfiber, latexfri	blå/röd	200 kg
PM-2020	Bomull/naturligt överdragsmaterial, latexfritt	off-white	200 kg
PM-2015	PES/kolfiber, latexfri	blå/röd	200 kg

Artikelnr	Beskrivning	Mått i mm	Vikt	UDI
PM-1010	Sliding Mat	1 900 x 600 x 5	950 g	(01)04250355310101(10)x
PM-1051.2	Skyddsöverdrag	1 900 x 600 x 5	200 g	(01)04250355310590(10)x
PM-1210	Sliding Mat	1 000 x 700 x 5	590 g	(01)04250355312105(10)x
PM-1251.2	Skyddsöverdrag	1 000 x 700 x 5	120 g	(01)04250355312594(10)x
PM-1220	Sliding Mat	1 000 x 700 x 5	985 g	(01)04250355312204(10)x
PM-1215	Sliding Mat	1 100 x 750 x 5	660 g	(01)04250355312150(10)x
PM-1420	Sliding Mat	1 400 x 900 x 5	1 890 g	(01)04250355314208(10)x
PM-2010	Sliding Mat	500 x 600 x 5	265 g	(01)04250355320100(10)x
PM-2020	Sliding Mat	500 x 600 x 5	426 g	(01)04250355320209(10)x
PM-2015	Sliding Mat (2-delad)	250 x 600 x 5	300 g	(01)04250355320155(10)x

Tillverkningen av våra produkter omfattas av högsta kvalitetsstandarder. På grund av normala variationer i tillverkningen definieras publicerade mått och övrig information om produktens skick som målspecifikationer i tillverkningen. Avvikelser som kan uppstå granskas genom standardiserade rutiner för kvalitetsledning och innebär inte att prestanda för respektive produkt minskar.

## 7 Garanti

- Företaget Petermann garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande.
- Garantitiden är 3 år. **Den omfattar inte defekter som kan hänföras till nötning, normalt slitage, felaktig användning eller felaktig rengöring.**
- Företaget Petermann ansvarar inte för skador på grund av olyckor, följskador eller materiella skador.

## 8 Information om kassering

Det finns inga särskilda regler för kassering av Sliding Mats, utan de kan kasseras i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser.



**Petermann GmbH**  
**Waldweg 3**  
**D-91601 Dombühl**  
**Telefon: +49 (0) 9868-9339-0**  
**E-post: petermann@pm-med.de**

## Sisältö

### **1 Yleisiä tietoja**

- 1.1 Tuoteversiot
- 1.2 Lisävarusteet
- 1.3 Toimituksen laajuus
- 1.4 Säilytys, kuljetus
- 1.5 Käyttöikä / elinkaari

### **2 Turvallisuustiedot**

- 2.1 Käytetyt symbolit
- 2.2 Toimintakunnon tarkastus

### **3 Tuotteen käyttäminen**

- 3.1 Käyttöaihe (indikaatio) ja jatkokäyttö
- 3.2 Vasta-aiheet (kontraindikaatio)
- 3.3 Käyttötapariskit
- 3.4 Käyttökohteet
- 3.5 Kuva käyttötilanteesta
- 3.6 Käyttö
- 3.7 Hyväksytyt lisävarusteet, yhdistely muiden tuotteiden kanssa käytettäväksi

### **4 Tuotemerkintä / CE**

### **5 Puhdistus, hoito ja desinfiointi**

### **6 Tekniset tiedot**

### **7 Takuu**

### **8 Hävittämistä koskevat tiedot**

# 1 Yleisiä tietoja

Kiitos, että valitsit Petermann-tuotteen.

## **Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa!**

Nykyistä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan käsityksen mukaan hoitoalan ammattilaiset kokevat merkittävää työhön liittyvää fyysistä räsytystä. Selkävammat ovat yleisiä. On monia tilanteita, joissa potilas on siirrettävä sängystä, pyöräpaareilta, ambulanssipaareilta, röntgenpöydältä tai pyörätuolista toisiin paareihin tai istuimelle. Sliding Mats -liukumattoja käyttämällä avustajaan ja potilaaseen/hoidettavaan kohdistuvaa räsytystä voidaan vähentää merkittävästi.

Siirtoapuvälineiden käytön edellytyksenä on oltava, että käyttäjä on oppinut käyttämään laitetta oikein. Käyttäjän on itse päätettävä, mitkä välineet soveltuvat potilastilanteeseen ja peräkkäisiin siirtoihin.

Sliding Mats -mattoja on saatavana eri kokoisina. Sliding Mat -matto valitaan kliiniseen tilanteeseen, tukipinnan ja sijoittamistavoitteen mukaan. Kysy lisää asiantuntijoiltaamme. Autamme mielellämme!

Kaikkien Sliding Mats -mattojen sisäpinta on valmistettu erittäin matalakitkaisesta kankaasta, mikä mahdollistaa helpon liikuttamisen. Ulkopinnat ovat hiilikuituvahvisteista, lateksitonta materiaalia, joka nestettä hylkivien ominaisuuksiensa ansiosta soveltuu erinomaisesti käytettäväksi hoitoympäristöissä. Sliding Mats -matoissa on pehmeä toppaus pintojen välissä, jotta potilas voi istua ja maata mukavasti.

Sliding Mats -matot ovat osa tuotesarjaa, jota käytetään erityisesti potilaiden siirtämiseen kotihoidossa ja muissa hoitoyksiköissä sekä sairaaloissa.

Tuotetta saa käyttää vain määrättyyn tarkoitukseen ja määritetyissä olosuhteissa.

Sliding Mats ovat turvallinen siirtoapuväline, jotka mahdollistavat siirtämisen potilaalle miellyttävästi ja mukavasti sekä avustajille helposti ja selkäystävällisesti.

Tämän käyttöohjeen tiedot koskevat siirrettävää ja liikuteltavaa potilasta sekä käyttäjää, joka suorittaa siirron/asennon vaihdon.

Jos tarvitset lisätietoja tai apua Petermann-tuotteen käytössä, ota meihin yhteyttä.

## 1.1 Tuoteversiot

**Tuotenumero: PM-1010** Sliding Mat 190x60 cm  
**Tuotenumero: PM-1210** Sliding Mat 100x70 cm M  
**Tuotenumero: PM-1220** Sliding Mat Cotton 100x70 cm M  
**Tuotenumero: PM-1215** Sliding Mat 110x80 cm L  
**Tuotenumero: PM-2010** Sliding Mat 50x60 cm  
**Tuotenumero: PM-2015** Sliding Mat 25x60 cm, 2 kpl  
**Tuotenumero: PM-1420** Sliding Mat Cotton 140x90 cm  
**Tuotenumero: PM-2010** Sliding Mat 50x60 cm  
**Tuotenumero: PM-2020** Sliding Mat Cotton 50x60 cm

## 1.2 Lisävarusteet

Tälle laitteelle ei ole saatavana lisävarusteita.

## 1.3 Toimituksen laajuus

Sliding Mat  
 Käyttöohje

## 1.4 Säilytys, kuljetus

Säilytä / kuljeta -5°C–40 °C:ssä  
 Muuta: suojaa auringonvalolta

## 1.5 Käyttöikä / elinkaari

Jos tuotetta käytetään turvallisuusohjeiden mukaisesti, tuotteen odotettu käyttöikä on **viisi vuotta**. Tehokas käyttöikä voi kuitenkin vaihdella käyttötiheyden ja -intensiteetin sekä pesu- ja desinfiointisyklien määrän mukaan.

Tarkista tuotteen toiminta säännöllisesti ja noudata turvallisuustietoja (katso kohta 2).
















## 2 Turvallisuustiedot



**VAROITUS osoittaa mahdollisen vaaran, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin.**

- Organisaation/käyttäjän vastuulla on olosuhteiden (potilaan paino/terveydentila) ja käyttäjän valmiuksien perusteella selvittää, tarvitaanko siirtämiseen useita käyttäjiä ja/tai ylimääräisiä turvatoimenpiteitä.
- Viallisia tuotteita ei saa enää käyttää.
- Sileä pinta vähentää merkittävästi kitkan aiheuttamaa vastusta asennon vaihtamisen aikana. Tarkista siirtopinnat huolellisesti, että ne ovat paikalleen lukittuja (esim. pyörätuoli, sänky).
- Varmista, että käyttäjät suorittavat siirrot selkäystävällisesti.
- Painorajoituksia (200 kg) on noudatettava.
- Poista Sliding Mat potilaan alta siirtämisen/asennon vaihtamisen jälkeen. Kysy tarvittaessa tuotteista, joita voidaan käyttää myös "vuodevaatesovelluksissa".
- Siirtotuotteisiin kohdistuu luonnollinen ikääntymisprosessi. Tarkista laitteen oikea toiminta säännöllisesti.
- Standardit täyttämättömien puhdistus- tai valkaisuaineiden, alkoholien, tekstiilipehmentimien tai muiden kemiallisten lisäaineiden käyttö voi heikentää Sliding Mat -maton ominaisuuksia pysyvästi.

## 2.1 Käytetyt symbolit

	90 °C konepesu		suurin kantavuus, katso kohta 6
	Ei saa valkaista		Valmistaja
	Kuivattava alhaisissa lämpötiloissa		Eränumero
	Ei saa silittää		Tunnistuskoodi
	Älä kuivapuhdista		Vaatimustenmukaisuusmerkki
	Varoitus		Tuotenumero
	Noudata käyttöohjetta		Lääkinnälliseen laitteen tarra
	Älä käytä huuhteluainetta		

## 2.2 Toimintakunnon tarkastus

Siirtotuotteisiin kohdistuu myös luonnollinen ikääntymisprosessi. Tarkasta välineet säännöllisesti ja huolellisesti, erityisesti ennen jokaista käyttöä.



### Silmämääräinen tarkastus

Varmistetaan, että materiaali, saumat, kahvasilmukat ja soljet ovat vahingoittumattomia ja toimintakunnonossa..



### Liukuvat ominaisuudet

Aseta tuote tukevalle alustalle  
Vedä kädet painamalla tuotteen yli  
Hyvä liukuvuus - helppo liukuminen  
Heikko liukuvuus: liukuminen/liikkuminen ei ole mahdollista.



➤ **Viallisia tuotteita ei saa enää käyttää!**

## 3 Tuotteen käyttäminen

### 3.1 Käyttöaihe (indikaatio) ja jatkokäyttö

Lukuisien käyttömahdollisuuksien vuoksi käyttöaiheita ei voida sitoa tiettyyn kliiniseen tilanteeseen, koska Sliding Mats -matot soveltuvat kaikkiin käyttötilanteisiin, joihin liittyy avustamisen tarve. Vähentyneen kitkan ansiosta potilaan omia kykyjä voidaan hyödyntää Sliding Mats -mattoja käytettäessä. Käyttäjän puolelta tarvittava ponnistelu vähenee. Seuraaville tuotteille on olemassa erityiskäyttötarkoitus:

#### **PM-1010**

- Potilaat, joiden jalkoja ei voi taivuttaa

#### **PM-2020**

- Lisääntynyt kantapään hankautuminen patjaan.



### Tätä tuotetta voidaan käyttää uudelleen.

Ennen kuin käytät tuotetta uudelleen, tarkista sen toimintakunto perusteellisesti (katso kohta 2.2) ja puhdista ja desinfioi tuote (katso kohta 5).

## 3.2 Vasta-aiheet (kontraindikaatio)

Vasta-aiheita ei voida sitoa tiettyyn kliiniseen tilanteeseen. Noudata kohdan 2 turvallisuustietoja. Seuraavissa potilastilanteissa tuotteiden käyttöä voidaan joutua välttämään:

### Kaikki Sliding Mats -matot

- Yksilöllisesti koettu kipu

### PM-2010/PM-2020/PM-2015


- Potilaat eivät voi aktiivisesti auttaa siirtymisessä (poikkeus PM-2020 – kantapään raapiminen)

## 3.3 Käyttötapariskit


- Äkillinen tai odottamaton liike → putoamisriski, erityisesti levottoman potilaan kohdalla, potilaan terveydentilaan on kiinnitettävä huomiota
- Virheellinen sijoittaminen → vaikea liikuttaa
- Sliding Mat on liian pieni, → mikä aiheuttaa ei toivottuja hankausvoimia.

## 3.4 Käyttökohteet

Tuotetta voidaan käyttää kotihoidossa ja muissa hoitoyksiköissä sekä sairaaloissa.



## 3.5 Kuva käyttötilanteesta



## 3.6 Käyttö

Sliding Mats -mattoja on saatavana eri kokoina ja malleina. Oikea koko määräytyy potilaan toimintakyvyn ja halutun asennon vaihdon mukaan. Ne ovat putkimaisia Sliding Mat -mattoja, joiden ilmoitettu pituus tarkoittaa suljetun puolen vastaavaa pituutta. Sisäpinta koostuu matalakitkaisesta materiaalista. Ulkopinnat ovat hiilikuituvahvisteista lateksitonta materiaalia, joka hylkii nesteitä.

Sliding Mats -mattoja voidaan käyttää paitsi potilaan siirtämiseen vuoteessa, myös erilaisiin asentojen vaihtoihin ja siirtämiseen makuu- ja istuma-asennossa. Sliding Mats PES/Carbon on tarkoitettu apuvälineeksi siirtämiseen, eikä niitä ole tarkoitus jättää potilaan alle. Ne voidaan yhdistää tehokkaasti liukulaudan, kääntölevyn, seisomanostinliinan tai siirtövyön kanssa. Jos potilaan on tarkoitus jatkaa makaamista tuotteen päällä pidempään, valitse vastaava tuoteversio, joka on valmistettu puuvillasta/luonnontäytteestä. Käytön jälkeen Sliding Mats voidaan ripustaa etiketin kanssa.

## PM-1010

### Sliding Mat -maton asettaminen

- Aseta potilas kyljelleen.
- Taita Sliding Mat puoliväliin suljetulta puolelta.
- Aseta Sliding Mat potilaan selkää vasten, paikka voi vaihdella tarpeen mukaan.
- Aseta potilas selälleen.
- Vedä taitettua osaa kolmannes sivusuunnassa potilaan alle.
- Potilas on asetettava liukulakanan keskelle.

### Sliding Mat -maton kanssa siirtäminen

Sliding Mats -mattojen joustavuus mahdollistaa vetämisen, työntämisen ja asettamisen sivusuunnassa / 135°.

## PM-1210/PM-1220/PM-1215/PM-1420/PM-2010/PM-2020/PM-2015

### Sliding Mat -maton asettaminen, vaihtoehto A

- Sliding Mat työnnetään potilaan lantion alle.

### Sliding Mat -maton asettaminen, vaihtoehto B

- Aseta potilas kyljelleen.
- Taita kolmasosa Sliding Mat -matosta aiotun siirtosuunnan puolelta
- Aseta Sliding Mat potilaan selkää vasten, paikka voi vaihdella tarpeen mukaan.
- Aseta potilas selälleen.
- Vedä taitettua osaa kolmannes potilaan alle.
- Potilas on asetettava Sliding Mat -maton keskelle.

### Siirtäminen pääpuolta kohti

Edellytykset: Jalkoja voidaan taivuttaa. Tässä tapauksessa suositellaan luistamattoman maton käyttöä!

- Taivuta potilaan jalkoja.
- Potilas voi siirtyä ylöspäin jaloilla työntämällä yksin tai avustajan avustuksella.

Jos jalkoja ei voi taivuttaa, tarvitaan toinen Sliding Mat.

### Siirtäminen sivulle

Edellytykset: ei mitään

Sliding Mats -mattojen joustavuus mahdollistaa vetämisen sivusuunnassa, työntämisen ja asettamisen sivusuunnassa.

### Poistaminen

Asennon vaihtamisen jälkeen Sliding Mat voidaan poistaa potilasta siirtämättä.

- Tue potilasta toisella kädellä.
- Sliding Mat voidaan vetää potilaan alta vetämällä toisella kädellä alla olevalta puolelta.

Käy verkkosivustollamme osoitteessa [www.pm-med.de](http://www.pm-med.de) tai katso kattavat tuotevideomme YouTube-kanavallamme.



### 3.7 Hyväksytyt lisävarusteet, yhdistely muiden tuotteiden kanssa käytettäväksi

Sliding Mats -mattoja voidaan käyttää yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa:

- PM-7010/7011 Non-Slip Mats
- PM-8012 Bed Wedge S
- PM-8015 Bed Wedge M

Petermann siirtoapuvälineet ovat osa kattavaa apuvälinevalikoimaa, jotka ovat tehokkaita ja selkä-ystävällisiä avustajalle, samalla tarjoten siirrettävälle mukavuutta ja parempaa siirtoasentoa. Muita Petermann-tuotteita voidaan käyttää tilanteen ja siirtotarpeen mukaan. Kysy lisää asiantuntijoiltaamme. Autamme mielellämme!

## 4 Tuotemerkintä / CE



Petermann Sliding Mat on luokan I lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisistä laitteista (MDR) 5.4.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/745.

TÜV Süd on sertifioinut Petermann GmbH:n standardin DIN EN ISO 13485 Lääkinnälliset laitteet - Laadunhallintajärjestelmät mukaisesti, joita voidaan soveltaa liikuntarajoitteisille henkilöille suunnattujen apuvälineiden suunnittelussa ja kehittämisessä, valmistuksessa ja jakelussa.

## 5 Puhdistus, hoito ja desinfiointi

Puhdistus	Desinfektio (tarvittaessa)
90° pesukone	Suositellut desinfiointiaineet pyyhkeiden desinfiointiin: - Trionic® (DGHM/VAH-hyväksyntä, lisätietoja pyynnöstä) - Mikrobac® Tissues* - Mikrobac® forte* - Bacillo® 30 Foam - Bacillo® 30 Tissues - Bacillo® 30 Sensitive Tissues - Mikrobac® Virucidal Tissues*
Mieto pesuaine	
Älä käytä pesuaineita, joissa on valkaisevia ainesosia tai kemiallisia pyykinpesun lisäaineita! Muuten tuotteen ominaisuudet voivat heikentyä pysyvästi.	
Pese vain samankaltaisten värien kanssa	* merkittyjä tuotteita käytettäessä pyyhi uudelleen vedellä kostutetulla liinalla desinfiointin jälkeen jäämien poistamiseksi ja kertymisen estämiseksi. Noudata aina valmistajan antamia ohjeita, kun desinfiointi suoritetaan pyyhkimällä.
Suosittelut pesuaine teollisuuspesukoneisiin: - - Maximo Liquid yksittäispesuaineena	
Matalat kuivausrummun lämpötilat (45° - 50° C)	

Noudata aina jokaisen tuotteen etiketin hoito-ohjeita sekä vastaavan käyttöohjeen tietoja.

## 6 Tekniset tiedot

Tuotenro	Materiaali	Väri	Sallittu kuormitus
PM-1010	PES/hiilikuitu, lateksiton	sininen/punainen	200 kg
PM-1051.2	PES/PU	valkoinen	

PM-1210	PES/hiilikuitu, lateksiton	sininen/punainen	200 kg
PM-1251.2	PES/PU	valkoinen	
PM-1220	Puuvilla/luonnontäyte, lateksiton	luonnonvalkoinen	200 kg
PM-1215	PES/hiilikuitu, lateksiton	sininen/punainen	200 kg
PM-1420	Puuvilla/luonnontäyte, lateksiton	luonnonvalkoinen	200 kg
PM-2010	PES/hiilikuitu, lateksiton	sininen/punainen	200 kg
PM-2020	Puuvilla/luonnontäyte, lateksiton	luonnonvalkoinen	200 kg
PM-2015	PES/hiilikuitu, lateksiton	sininen/punainen	200 kg

Tuotenro	Kuvaus	Mitat millimetreinä	Paino	UDI
PM-1010	Sliding Mat	1900 x 600 x 5	950 g	(01)04250355310101(10)x
PM-1051.2	Suojakotelo	1900 x 600 x 5	200 g	(01)04250355310590(10)x
PM-1210	Sliding Mat	1000 x 700 x 5	590 g	(01)04250355312105(10)x
PM-1251.2	Suojakotelo	1000 x 700 x 5	120 g	(01)04250355312594(10)x
PM-1220	Sliding Mat	1000 x 700 x 5	985 g	(01)04250355312204(10)x
PM-1215	Sliding Mat	1100 x 750 x 5	660 g	(01)04250355312150(10)x
PM-1420	Sliding Mat	1400 x 900 x 5	1890 g	(01)04250355314208(10)x
PM-2010	Sliding Mat	500 x 600 x 5	265 g	(01)04250355320100(10)x
PM-2020	Sliding Mat	500 x 600 x 5	426 g	(01)04250355320209(10)x
PM-2015	Sliding Mat (2-osainen)	250 x 600 x 5	300 g	(01)04250355320155(10)x

Tuotteemme valmistetaan korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Normaalien valmistusvaihtelujen vuoksi julkaistut mitat ja lisätiedot tuotteen kunnosta on ilmoitettu valmistuksen tavoite-erittelyinä. Mahdollisia poikkeamia valvotaan ammattimaisilla laadunhallintamenettelyillä, eivätkä ne tarkoita kyseisen tuotteen suorituskyvyn alenemista.

## 7 Takuu

- Petermann takaa, ettei tuotteessa ole materiaali- ja valmistusvirheitä.
- Takuu-aika on 3 vuotta. **Se ei kata vikoja, jotka johtuvat hankautumisesta, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä tai virheellisestä puhdistuksesta.**
- Petermann-yritys ei ole vastuussa vahingossa tapahtuneista tai välillisistä loukkaantumisista tai aineellisista vahingoista.

## 8 Hävittämistä koskevat tiedot

Sliding Mats -matoille ei ole erityisiä hävitysmääräyksiä, vaan ne voidaan hävittää voimassa olevien kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.



**Petermann GmbH**  
**Waldweg 3**  
**D-91601 Dombühl**  
**Puhelin: +49 (0) 9868-9339-0**  
**Sähköposti: petermann@pm-med.de**

## Table des matières

### **1 Informations générales**

- 1.1 Versions du produit
- 1.2 Accessoires
- 1.3 Étendue de la livraison
- 1.4 Stockage, transport
- 1.5 Durée de vie / cycle de vie

### **2 Informations sur la sécurité**

- 2.1 Symboles utilisés
- 2.2 Contrôle du fonctionnement

### **3 Utilisation du produit**

- 3.1 Indication et utilisation ultérieure
- 3.2 Contre-indications
- 3.3 Risques liés à l'application
- 3.4 Domaines d'application
- 3.5 Illustration de l'application
- 3.6 Application
- 3.7 Accessoires approuvés, combinaison avec d'autres produits

### **4 Marquage du produit / CE**

### **5 Nettoyage, entretien et désinfection**

### **6 Données techniques**

### **7 Garantie**

### **8 Informations sur l'élimination des déchets**

# 1 Informations générales

Merci d'avoir choisi un produit Petermann.

**Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois !**

La conception actuelle de la santé et de la sécurité au travail est que les personnes exerçant une profession infirmière subissent des contraintes physiques importantes liées au travail. Les blessures au dos sont courantes. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles un patient doit être transféré d'un lit, d'un brancard à roulettes, d'un brancard d'ambulance, d'une table de radiologie ou d'un fauteuil roulant à un autre brancard ou siège. L'utilisation de matelas des transfert permet de réduire considérablement les efforts de l'utilisateur et du patient ou de la personne à soigner.

L'utilisation des aides au transfert doit être conditionnée par le fait que l'utilisateur ait appris à utiliser correctement l'équipement. L'utilisateur doit décider lui-même quel équipement est adapté à la situation du patient et à la séquence de mouvements prévue.

Les matelas des transfert sont disponibles en plusieurs tailles. Le choix du matelas de transfert est basé sur le tableau clinique, la surface de support et l'objectif de positionnement. Consultez nos experts à ce sujet. Nous serons heureux de vous aider !

La surface intérieure de tous les tapis de glissement est constituée d'un tissu à faible friction, qui permet de se déplacer facilement. Les surfaces extérieures sont constituées d'un matériau sans latex, renforcé par des fibres de carbone, qui, grâce à ses propriétés de répulsion des liquides, est optimal pour une utilisation dans les établissements de soins. Les tapis de glissement sont dotés d'un rembourrage doux entre les surfaces afin que le patient puisse s'allonger ou s'asseoir confortablement.

Les matelas des transfert font partie d'une gamme de produits utilisés spécifiquement pour faciliter le transfert des patients dans les établissements de soins à domicile et autres établissements de santé, ainsi que dans les hôpitaux.

Le produit ne peut être utilisé que pour l'usage spécifié et dans les conditions spécifiées.

Les matelas des transfert sont une aide au transfert sûre, qui permet un transfert agréable et confortable pour le patient, tout en étant simple et respectueux du dos des utilisateurs.

Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation sont destinées au patient qui est transféré et déplacé, ainsi qu'à l'utilisateur qui effectue le transfert / changement de position.

Contactez-nous si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'aide pour utiliser le produit Petermann.

## 1.1 Versions du produit

**N° d'article : PM-1010** Tapis de glissement PES/Carbone  
**N° d'article : PM-1210** Tapis de glissement PES/Carbone  
**N° d'article : PM-1220** Tapis de glissement Coton/tiges naturels  
**N° d'article : PM-1215** Tapis de glissement PES/Carbone  
**N° d'article : PM-2010** Tapis de glissement PES/Carbone  
**N° d'article : PM-2015** Tapis de glissement PES/Carbone  
**N° d'article : PM-1420** Tapis de glissement Coton/tiges naturels  
**N° d'article : PM-2010** Tapis de glissement PES/Carbone  
**N° d'article : PM-2020** Tapis de glissement Coton/tiges naturels  
**N° d'article : PM-2015 (2 pièces)** Tapis de glissement PES/Carbone

## 1.2 Accessoires

Aucun accessoire n'est disponible pour cet appareil.

## 1.3 Étendue de la livraison

Matelas de transfert  
Manuel d'utilisation

## 1.4 Stockage, transport

Stockage/transport à -5°C - 40°C  
Autre : protéger de la lumière du soleil

## 1.5 Durée de vie / cycle de vie

Si le produit est utilisé conformément aux consignes de sécurité, la durée de vie prévue du produit est de **cinq ans**. Toutefois, la durée de vie effective peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation et du nombre de cycles de lavage et de désinfection.

Effectuez régulièrement des contrôles de fonctionnement du produit et veillez à respecter les consignes de sécurité (voir point 2).
















## 2 Informations sur la sécurité



**AVERTISSEMENT indique un danger potentiel qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.**

- Il est de la responsabilité de l'organisation / de l'utilisateur de déterminer, sur la base des circonstances (poids / état de santé du patient) et des capacités de l'utilisateur, si plusieurs utilisateurs peuvent être nécessaires pour le transfert et/ou si des mesures de sécurité supplémentaires sont requises.
- Les produits défectueux ne peuvent plus être utilisés.
- Les surfaces lisses réduisent considérablement la résistance due à la friction lors du repositionnement. Vérifiez soigneusement les surfaces de transfert pour vous assurer qu'elles sont bien fixées en place (par exemple, fauteuil roulant, lit).
- Veillez à ce que les transferts soient effectués par les utilisateurs d'une manière respectueuse du dos.
- Les limites de poids doivent être respectées (200 kg).
- Après le transfert / repositionnement, retirez le matelas de transfert de dessous le patient. Le cas échéant, renseignez-vous sur les produits qui peuvent également être utilisés pour les applications de "literie".
- Les produits de transfert sont soumis à un processus de vieillissement naturel. Inspectez régulièrement l'équipement pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- L'utilisation de produits de nettoyage ou d'agents de blanchiment non standard, d'alcools, d'assouplissants ou d'autres additifs chimiques pour le linge peut entraîner une détérioration permanente des propriétés du matelas de transfert.

## 2.1 Symboles utilisés

	90°C linge		capacité de charge max. voir point 6
	Ne pas blanchir		Fabricant
	Sécher à basse température		Numéro de lot / n° de lot
	Ne pas repasser		Code d'identification
	Ne pas nettoyer à sec		Marque de conformité
	Avertissement		Numéro d'article
	Respecter le manuel de l'utilisateur		Étiquette de dispositif médical
	Ne pas utiliser d'adoucissant		

## 2.2 Contrôle du fonctionnement

Les produits de transfert sont également soumis à un processus de vieillissement naturel. Inspectez régulièrement et soigneusement le matériel, en particulier avant chaque utilisation.



### Inspection visuelle

S'assurer que le matériau, les coutures, les boucles de poignée et les boucles ne sont pas endommagés et sont en état de fonctionnement.



### Propriétés de glissement

Placez le produit sur une surface ferme  
Tirez vos mains sur le produit en exerçant une pression  
Bonne glisse - glissement facile  
Faible glissement : aucun glissement/mouvement possible



➤ **Les produits défectueux ne peuvent plus être utilisés !**

## 3 Utilisation du produit

### 3.1 Indication et utilisation ultérieure

En raison du large éventail d'applications possibles, les indications ne peuvent pas être liées à un tableau clinique spécifique, car les tapis roulants conviennent à toutes les applications impliquant des personnes ayant besoin d'assistance. Grâce à la réduction de la friction, les capacités du patient peuvent être mises à profit lors de l'utilisation des tapis roulants. L'effort requis de la part de l'utilisateur est réduit. Vous trouverez des domaines d'application spéciaux pour les produits suivants :

#### **PM-1010**

➤ Patients dont les jambes ne peuvent être fléchies

#### **PM-2020**

➤ Augmentation du frottement du talon sur le matelas.

#### **Ce produit peut être réutilisé.**

Avant de réutiliser le produit, assurez-vous d'effectuer un contrôle complet du fonctionnement (voir point 2.2) ainsi qu'un nettoyage et une désinfection du produit. (voir point 5)



## 3.2 Contre-indications

Les contre-indications ne peuvent pas être liées à un tableau clinique spécifique. Respectez les consignes de sécurité du point 2. Dans les cas suivants, l'utilisation des produits peut être évitée :

### **Tous les matelas des transfert**

- Douleur perçue individuellement

### **PM-2010/PM-2020/PM-2015**


- Les patients sont incapables de soutenir activement le transfert (exception PM-2020 - se gratter le talon).

## 3.3 Risques liés à l'application


- Le mouvement est effectué de manière surprenante ou trop rapide → risque de chute, en particulier dans le cas de patients anxieux, il faut être attentif au patient et à son état de santé
- Placement incorrect → mouvement difficile
- Le tapis de glissement est trop petit → ce qui entraîne des forces de cisaillement indésirables.

## 3.4 Domaines d'application

Le produit peut être utilisé dans les établissements de soins à domicile et autres établissements de santé ainsi que dans les hôpitaux.



## 3.5 Illustration de l'application



## 3.6 Application

Les matelas des transfert sont disponibles en plusieurs tailles et versions, la taille correcte étant déterminée sur la base des capacités fonctionnelles du patient et du changement de position souhaité. Il s'agit de matelas des transfert tubulaires, dont la longueur spécifiée est la longueur du côté fermé respectif. La surface intérieure est constituée d'un matériau à faible friction. La surface extérieure est constituée d'un matériau sans latex renforcé par des fibres de carbone, qui possède des propriétés de répulsion des liquides.

Les matelas des transfert ne permettent pas seulement de déplacer le patient dans le lit, ils peuvent également être utilisés pour de nombreux changements de position et transferts en position couchée ou assise. Les tapis de glissement PES/Carbone soutiennent les transitions de mouvement et ne sont pas destinés à rester sous le patient. Ils peuvent être combinés efficacement avec une planche de glissement, un disque de rotation, une aide à la verticalisation ou une ceinture de soutien. Si le patient doit rester allongé sur le produit pendant une période prolongée, choisissez la version correspondante du produit en coton/épaisseur naturelle. Après l'utilisation, les Tapis de glissement peuvent être suspendues par l'étiquette.

### PM-1010

#### Mise en place du matelas de transfert

- Placez le patient sur le côté.
- Rabattez le matelas de transfert à moitié sur le côté fermé.
- Placez le matelas de transfert contre le dos du patient, la position peut varier en conséquence.

- Placez le patient sur le dos.
- Tirez le tiers replié vers le côté sous le patient.
- Le patient doit être positionné au centre de la feuille de glissement.

## Se déplacer avec le matelas de transfert

La flexibilité des matelas des transfert permet de les tirer, de les pousser et de les positionner sur le côté ou à 135°.

### [PM-1210/PM-1220/PM-1215/PM-1420/PM-2010/PM-2020/PM-2015](#)

#### Mise en place du matelas de transfert, option A

- Le matelas de transfert est poussé en croix sous le bassin du patient.

#### Mise en place du matelas de transfert, option B

- Placez le patient sur le côté.
- Rabattre 1/3 du matelas de transfert sur le côté en fonction du sens de déplacement prévu
- Placez le matelas de transfert contre le dos du patient, la position peut varier en conséquence.
- Placez le patient sur le dos.
- Faites passer le tiers replié sous le patient.
- Le patient doit être placé au centre du matelas de transfert.

## Se déplacer vers la tête

Conditions préalables : Les jambes peuvent être fléchies. L'utilisation d'un tapis antidérapant est recommandée dans ce cas !

- Fléchissez les jambes du patient.
- Le patient peut se déplacer vers le haut en étendant les jambes, seul ou avec l'aide de l'utilisateur.

Si les pieds ne peuvent pas être fléchis, un matelas de transfert supplémentaire est nécessaire.

## Déplacement sur le côté

Conditions préalables : aucune

La flexibilité des matelas des transfert permet de tirer, pousser et positionner latéralement.

## Déménagement

Une fois le positionnement terminé, le matelas de transfert peut être retiré sans déplacer le patient.

- Soutenez le patient d'une main.
- Le matelas de transfert peut être retiré de dessous le patient avec l'autre main en tirant sur le côté en dessous.

Visitez notre site Web à l'adresse [www.pm-med.de](http://www.pm-med.de) ou regardez nos vidéos complètes sur les produits sur notre chaîne YouTube.



## 3.7 Accessoires approuvés, combinaison avec d'autres produits

Les matelas des transfert sont utilisés en combinaison avec les produits suivants :

- PM-7010/7011 Tapis antidérapants
- PM-8010 Cales de positionnement

Les aides au transfert Petermann font partie d'une gamme complète de produits d'aide, qui sont efficaces et respectueux du dos de l'utilisateur et confortables et soutenant pour les patients. D'autres produits

Petermann peuvent être utilisés en fonction de la situation et du tableau clinique. Demandez à nos experts. Nous sommes heureux de vous aider !

### 3.7.1 Sets

Numéro d'article	Ensemble des ingrédients
PM-1010-W	PM-1010 Matelas de transfert
	PM-1051.2 Couvercle de protection

## 4 Marquage du produit / CE



Le tapis de glissement Petermann est un dispositif médical de classe I et répond au règlement européen 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 05.04.2017 relatif aux dispositifs médicaux, ci-après dénommé RMD.

Petermann GmbH est certifié conforme à la norme DIN EN ISO 13485 par TÜV Süd, Dispositifs médicaux - Systèmes de gestion de la qualité applicables à la conception et au développement, à la production et à la distribution d'aides pour les personnes à mobilité réduite.

## 5 Nettoyage, entretien et désinfection

Nettoyage	Désinfection (si nécessaire)
<p>Machine à laver à 90</p> <p>Détergent doux</p> <p>N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des ingrédients blanchissants ou des additifs chimiques pour le linge ! Sinon, les propriétés du produit risquent de se détériorer durablement.</p>	<p>Désinfectants recommandés pour la désinfection des lingettes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trionic® (agrément DGHM/VAH, informations complémentaires sur demande)</li> <li>- Mikrobac® Tissues*</li> <li>- Mikrobac® forte*</li> <li>- Bacillo® 30 Foam</li> <li>- Bacillo® 30 Tissues</li> <li>- Bacillo® 30 Sensitive Tissues</li> <li>- Mikrobac® Virucidal Tissues*</li> </ul>
<p>Laver uniquement avec des couleurs similaires</p> <p>Détergent recommandé pour les machines à laver industrielles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - Maximo Liquid comme détergent unique</li> </ul>	
<p>Températures de séchage basses (45° - 50° C)</p> <p>Suivez toujours les instructions d'entretien figurant sur l'étiquette de chaque produit ainsi que les informations contenues dans le manuel d'utilisation correspondant.</p>	

## 6 Données techniques

Numéro d'article	Matériau	Couleur	Capacité de charge
PM-1010	PES/Carbon, sans latex	bleu/rouge	200 kg
PM-1051.2	PES/PU	Blanc	n. A.
PM-1210	PES/Carbon, sans latex	bleu/rouge	200 kg
PM-1251.2	PES/PU	Blanc	n. A.

PM-1220	Coutil coton/naturel, sans latex	blanc cassé	200 kg
PM-1215	PES/Carbon, sans latex	bleu/rouge	200 kg
PM-1420	Coutil coton/naturel, sans latex	blanc cassé	200 kg
PM-2010	PES/Carbon, sans latex	bleu/rouge	200 kg
PM-2020	Coutil coton/naturel, sans latex	blanc cassé	200 kg
PM-2015	PES/Carbon, sans latex	bleu/rouge	200 kg

Numéro d'article	Description	Dimensions en mm	Poids	UDI
PM-1010	Matelas de transfert	1900 x 600 x 5	950 g	(01)04250355310101(10)x
PM-1051.2	Couverture de protection	1900 x 600 x 0,5	200 g	(01)04250355310590(10)
PM-1210	Matelas de transfert	1000 x 700 x 5	590 g	(01)04250355312105(10)x
PM-1251.2	Couverture de protection	1900 x 600 x 0,5	120 g	(01)04250355312594(10)
PM-1220	Matelas de transfert	1000 x 700 x 5	985 g	(01)04250355312204(10)x
PM-1215	Matelas de transfert	1100 x 750 x 5	660 g	(01)04250355312150(10)x
PM-1420	Matelas de transfert	1400 x 900 x 5	1890 g	(01)04250355314208(10)x
PM-2010	Matelas de transfert	500 x 600 x 5	265 g	(01)04250355320100(10)x
PM-2020	Matelas de transfert	500 x 600 x 5	426 g	(01)04250355320209(10)x
PM-2015	Matelas de transfert (2 pièces)	250 x 600 x 5	300 g	(01)04250355320155(10)x

La fabrication de nos produits est soumise aux normes de qualité les plus élevées. En raison des variations habituelles de fabrication, les dimensions publiées et les autres informations concernant l'état du produit sont définies comme des spécifications de production cibles. Les écarts qui peuvent se produire sont contrôlés par des procédures professionnelles de gestion de la qualité et ne représentent pas une réduction des performances du produit concerné.

## 7 Garantie

- La société Petermann garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication.
- La période de garantie est de 3 ans. **Elle ne couvre pas les défauts attribuables à l'abrasion, à l'usure normale, à une utilisation ou un nettoyage inadéquats.**
- La société Petermann n'est pas responsable des dommages accidentels, consécutifs ou matériels.

## 8 Informations sur l'élimination

Il n'existe pas de réglementation spécifique pour l'élimination des matelas des transfert, ils peuvent être éliminés conformément aux réglementations nationales et locales applicables.



**Petermann GmbH**  
**Waldweg 3**  
**D-91601 Dombühl**  
**Téléphone : +49 (0) 9868-9339-0**  
**Courriel : [petermann@pm-med.de](mailto:petermann@pm-med.de)**

## Obsah

### **1 Obecné informace**

- 1.1 Varianty produktu
- 1.2 Příslušenství
- 1.3 Rozsah dodávky
- 1.4 Skladování, přeprava
- 1.5 Užitná životnost / životní cyklus

### **2 Bezpečnostní pokyny**

- 2.1 Použité symboly
- 2.2 Kontrola funkce

### **3 Aplikace produktu**

- 3.1 Indikace a opakované použití
- 3.2 Kontraindikace
- 3.3 Rizika aplikace
- 3.4 Oblasti použití
- 3.5 Ilustrace aplikace
- 3.6 Aplikace
- 3.7 Povolené příslušenství, kombinace s jinými výrobky

### **4 Označování výrobků / CE**

### **5 Čištění, ošetřování a dezinfekce**

### **6 Technické údaje**

### **7 Záruka**

### **8 Pokyny k likvidaci**

# 1 Obecné informace

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti Petermann.

## **Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití!**

Podle poznatků moderního pracovního lékařství jsou lidé v pečovatelských profesích při práci vystaveni velké fyzické zátěži. To má často za následek poranění zad. Existuje mnoho situací, kdy je třeba pacienta přenést z lůžka, transportních nosítek, sanitních nosítek, rentgenového stolu nebo invalidního vozíku na jinou ležící nebo sedící plochu. Použití posuvných podložek může výrazně snížit zátěž uživatele i pacienta/pacientky, kteří potřebují péči.

Polohovací pomůcky by měly být používány za předpokladu, že se je uživatel naučil používat. Uživatel musí samostatně rozhodnout, která pomůcka je vhodná pro situaci pacienta a zamýšlenou sekvenci pohybu.

Posuvné rohože jsou k dispozici v různých velikostech. Výběr posuvné podložky závisí na klinickém obrazu, opěrné ploše a cíli polohování. Zeptejte se na to našich odborníků. Rádi vám pomůžeme!

Vnitřní strana všech posuvných rohoží je vyrobena ze zvlášť protiskluzového materiálu, který usnadňuje jejich pohyb. Vnější povrch je vyroben z materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny, který neobsahuje latex a který je díky svým vlastnostem odpuzujícím tekutiny ideální pro použití v oblasti péče. Mezi nimi jsou posuvné podložky měkce polstrované, aby pacient mohl pohodlně ležet nebo sedět.

Posuvné podložky jsou součástí programu výrobků, které se používají speciálně pro podporu polohování nebo přesunu pacientů v domácí péči a jiných zdravotnických zařízeních ve zdravotnictví i v nemocnicích.

Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu a za určených podmínek.

Posuvné podložky jsou bezpečnou pomůckou pro polohování, která je pro pacienta příjemná a pohodlná a pro uživatele snadná a šetrná k zádom.

Informace uvedené v tomto návodu k použití se týkají osoby, která potřebuje péči a která je přemísťována, a uživatele, který přemísťování provádí.

Pokud potřebujete další informace nebo pomoc s používáním výrobku Petermann, kontaktujte nás.

## 1.1 Varianty produktu

**Obj. č.: PM-1010** Posuvná podložka PES/Carbon  
**Obj. č.: PM-1210** Posuvná podložka PES/Carbon  
**Obj. č.: PM-1220** Posuvná podložka bavlna/přírodní kepr  
**Obj. č.: PM-1215** Posuvná podložka PES/Carbon  
**Obj. č.: PM-2010** Posuvná rohož PES/Carbon  
**Obj. č.: PM-2015** Posuvná rohož PES/Carbon  
**Obj. č.: PM-1420** Posuvná podložka bavlna/přírodní kepr  
**Obj. č.: PM-2010** Posuvná rohož PES/Carbon  
**Obj. č.: PM-2020** Posuvná podložka bavlna/přírodní kepr  
**Obj. č.: PM-2015 (2 kusy)** Posuvná rohož PES/Carbon

## 1.2 Příslušenství

Pro tyto produkty není k dispozici žádné příslušenství.

## 1.3 Rozsah dodávky

Posuvná rohož  
Návod k použití

## 1.4 Skladování, přeprava

Skladování/přeprava při teplotách -5°C - 40°C  
 Ostatní: Ochrana před slunečním zářením

## 1.5 Užité životnost / životní cyklus

Pokud je výrobek používán v souladu s bezpečnostními pokyny, je předpokládána životnost výrobku **pět let**. Účinná životnost se však může lišit v závislosti na četnosti a intenzitě používání a počtu mycích a dezinfekčních procesů.

Provádějte pravidelnou kontrolu funkčnosti výrobku a dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů (viz bod 2).



## 2 Bezpečnostní pokyny
















**VAROVÁNÍ** označuje možné nebezpečí, které by mohlo vést ke zranění osob nebo poškození materiálů.

- Zařízení/uživatel je povinen posoudit, zda je pro převoz zapotřebí více uživatelů nebo zda je třeba přijmout další bezpečnostní opatření na základě okolností (hmotnost/zdravotní stav pacienta) a schopností uživatele.
- Vadné výrobky se již nesmí používat.
- Hladký povrch výrazně minimalizuje třecí odpor při změně polohy. Pečlivě zkontrolujte, zda jsou úrovně přenosu stabilní vůči brzdám (např. invalidní vozík, lůžko).
- Dbejte na to, aby uživatel prováděl přenosy šetrně k zádům.
- Je třeba dodržovat hmotnostní limity (200 kg).
- Po přemístění/změně polohy odstraňte spod pacienta posuvnou podložku. V případě potřeby si vyžádejte výrobky, které lze použít i v oblasti "Polohování".
- Transferové produkty podléhají přirozenému procesu stárnutí. Pravidelně kontrolujte, zda pomůcky správně fungují.
- Použití nekomerčních pracích prostředků nebo bělicích prostředků, alkoholu, změkčovadel tkanin nebo jiných chemických přísad při praní může trvale zhoršit funkční vlastnosti posuvné podložky.

### 2.1 Použité symboly

	Praní na 90 °C		maximální hmotnostní zatížení viz bod 6
---	----------------	---	---

	Nebělit		Výrobce
	Sušení při nízkých teplotách		Číslo šarže/číslo dávky
	Nežehlete		Kód pro identifikaci
	Nečistěte chemicky		Známka shody
	Varování		Číslo položky
	Postupujte podle návodu k použití		Označování zdravotnických prostředků
	Nepoužívejte změkčovač tkanin		

## 2.2 Kontrola funkce

Transferové produkty také podléhají přirozenému procesu stárnutí. Před každým dalším použitím pomůcky pravidelně a pečlivě kontrolujte.



### Vizuální kontrola

Ujistěte se, že materiál, švy, úchytná poutka a přezky nejsou poškozené a jsou v dobrém stavu.



### Mazivost

Umístěte výrobek na pevný povrch  
Přitáhněte ruce k výrobku tlakem  
Dobré kluzné vlastnosti - snadné klouzání  
Nízká klouzavost: klouzání/pohyb není možný



➤ **Vadné výrobky se již nesmí používat!**

## 3 Aplikace produktu

### 3.1 Indikace a opakované použití

Vzhledem k široké škále možných aplikací nelze indikace spojovat s konkrétním klinickým obrazem, protože posuvné podložky jsou vhodné pro všechny aplikace u osob s potřebou podpory. Díky sníženému třecímu odporu lze při používání posuvných rohoží využít zdroje osoby, která potřebuje péči. Úsilí, které uživatel musí vynaložit, se snižuje. U následujících výrobků najdete speciální oblasti použití:

#### **PM-1010**

- Lidé, kteří potřebují péči a jejichž nohy nelze zvednout.

#### **PM-2020**

- Zvýšené tření pat o matraci

#### **Výrobek je vhodný k opakovanému použití.**

Před dalším použitím výrobku proveďte důkladnou kontrolu funkčnosti (viz bod 2.2) a výrobek vyčistěte a vydezinfikujte. (viz bod 5)

### 3.2 Kontraindikace

Kontraindikace nelze spojit s konkrétním klinickým obrazem. Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené v bodě 2. Přípravky se nesmí používat u následujících obrazů pacientů.



### **Všechny posuvné rohože**

- Individuálně vnímaná bolest

### **PM-2010/PM-2020/PM-2015**


- Lidé, kteří potřebují péči, nemohou aktivně podpořit přesun. (Výjimka PM-2020 - škrábání na patách)

## 3.3 Rizika aplikace


- Pohyb je prováděn neočekávaně nebo příliš rychle → Riziko pádu. Zejména u úzkostných pacientů je třeba dbát na to, aby byl pohyb přizpůsoben pacientovi a jeho stavu.
- Nesprávné vložení → Obtížná sekvence pohybů
- Příliš malá posuvná podložka → vede k nežádoucím smykovým silám.

## 3.4 Oblasti použití

Výrobek lze použít v domácí péči a dalších zdravotnických zařízeních ve zdravotnictví i v nemocnicích.



## 3.5 Ilustrace aplikace



## 3.6 Aplikace

Posuvné podložky jsou k dispozici v různých velikostech a provedeních. Správnou velikost zde lze určit v závislosti na funkčním profilu pacienta a požadované změně polohy. Jedná se o tunelové posuvné rohože, u nichž je určená délka uzavřenou stranou. Vnitřní povrch je vyroben z protiskluzového materiálu. Vnější povrch je vyroben z materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny bez obsahu latexu, který má vlastnosti odpuzující tekutiny.

Posuvné podložky umožňují nejen přesun pacienta na lůžku, ale lze je použít i pro mnoho změn polohy a přesunů vleže nebo vsedě. Posuvné podložky vyrobené z PES/karbonu podporují přechody při pohybu a nejsou určeny k tomu, aby zůstávaly pod pacientem. Lze je dobře kombinovat s posuvnou deskou, otočným stolem, zvedací pomůckou nebo podpůrným pásem. Pokud má pacient zůstat na výrobku trvale ležet, zvolte odpovídající variantu výrobku z bavlny/přírodního klínového materiálu. Po použití lze posuvné podložky zavěsit za štítek.

### PM-1010

#### Vložení posuvné podložky

- Uložte pacienta do pololeže.
- Posuvnou podložku na zavřené straně přeložte do poloviny.
- Umístěte posuvnou podložku na záda pacienta, jejíž poloha se může měnit.
- Uložte pacienta do polohy na zádech.
- Přeloženou třetinu přetáhněte pod pacienta do strany.
- Pacient by měl ležet uprostřed posuvného prostěradla.

#### Pohyb s posuvnou podložkou

Díky flexibilitě posuvných rohoží je možné tahání a tlačení i boční polohování/135°.

## [PM-1210/PM-1220/PM-1215/PM-1420/PM-2010/PM-2020/PM-2015](#)

### Vložení posuvné podložky varianta A

- Posuňte posuvnou podložku křížem pod pánev pacienta.

### Vložení posuvné podložky varianta B

- Polohujte pacienta tak, že přenesete jeho váhu na jednu stranu.
- V závislosti na plánovaném směru pohybu sklopte posuvnou podložku na straně o 1/3 dolů.
- Umístěte posuvnou podložku na záda pacienta, jejíž poloha se může měnit.
- Uložte pacienta do polohy na zádech.
- Přeloženou třetinu přetáhněte pod pacienta.
- Pacient by měl ležet uprostřed posuvné podložky.

### Přesun na hlavní část

Předpoklad: Nohy lze polohovat. Zde se doporučuje použití protiskluzové podložky!

- Umístěte nohy pacienta.
- Pacient se může pohybovat nahoru samostatným odtlačáním nohou nebo s pomocí uživatele.

Pokud není možné umístit nohy, je nutná přídatná posuvná podložka.

### Přesun do strany

Předpoklady: žádné

Pružnost posuvných podložek umožňuje boční tahání a tlačení i boční polohování.

### Vyjmout

Po umístění lze posuvnou podložku sejmout, aniž by bylo nutné pacienta přemístit.

- Jednou rukou pacienta stabilizujte.
- Druhou rukou lze posuvnou podložku vytáhnout zpod pacienta zatažením za spodní stranu .

Můžete také navštívit naše webové stránky na adrese [www.pm-med.de](http://www.pm-med.de) nebo se podívat na podrobná videa o našich produktech na našem kanálu YouTube.



## 3.7 Autorizované příslušenství, kombinace s jinými produkty

Posuvné rohože se používají v kombinaci s následujícími produkty:

- PM-7010/7011 Protiskluzová podložka
- PM-8010 Polohovací klíny

Pomůcky pro přenášení od společnosti Petermann jsou součástí komplexního programu pomůcek, které jsou účinné a šetrné k zádkům uživatelů a pohodlné a podpůrné pro ty, kteří potřebují péči. V závislosti na situaci a klinickém obraze lze použít i další výrobky společnosti Petermann. Zeptejte se našich odborníků. Rádi vám pomůžeme!

### 3.7.1 Soubor článků

Číslo článku Sada	Součásti sady
PM-1010-W	PM-1010 Posuvná podložka
	PM-1051.2 Ochranný kryt

## 4 Označování výrobků / CE



Posuvná podložka Petermann je zdravotnický prostředek třídy I a je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 pro zdravotnické prostředky, označovaným také jako MDR.

Společnost Petermann GmbH je certifikována podle normy DIN EN ISO 13485 společností TÜV Süd, Medical Devices - Quality Management System pro oblast návrhu a vývoje, výroby a distribuce pomůcek pro imobilní osoby.

## 5 Čištění, ošetřování a dezinfekce

Čištění	Dezinfekce (v případě potřeby)
90° Pračka	Doporučené dezinfekční prostředky pro dezinfekci utěrek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trionic® (schválení DGHM/VAH, další informace na vyžádání)</li> <li>- Microbac® Tkáně*</li> <li>- Microbac® forte*</li> <li>- Bacillo® 30 Pěna</li> <li>- Bacillo® 30 kapesníků</li> <li>- Bacillo® 30 Sensitive Tissues</li> <li>- Mikrobac® Virucidní tkáně*</li> </ul>
Jemný prací prostředek	
Nepoužívejte bělidla ani chemické prací přísady! V opačném případě může dojít k trvalému zhoršení funkčních vlastností výrobku.	
Perte pouze s podobnými barvami	* Po dokončení dezinfekce otřete hadříkem namočeným ve vodě, abyste zabránili tvorbě zbytků nebo vrstev. Při dezinfekci otíráním vždy dodržujte pokyny výrobce k použití.
Doporučený prací prostředek pro průmyslové pračky: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximo Liquid jako jediný prací prostředek</li> </ul>	
Nízké teploty sušičky (45° - 50° C)	
Pokud máte zájem o profesionální přípravu, kontaktujte naši kancelář a získejte další informace.	
Vždy dodržujte pokyny k péči uvedené na štítku každého výrobku a informace v příslušném návodu k použití.	

## 6 Technické údaje

Článek č.	Materiál	Barva	Zatížení
PM-1010	PES/uhlík, bez latexu	modrá/červená	200 kg
PM-1051.2	PES/PU	bílá	n. A
PM-1210	PES/uhlík, bez latexu	modrá/červená	200 kg
PM-1251.2	PES/PU	bílá	n. A
PM-1220	Bavlna/přírodní kepr, měkký jako latex	krém	200 kg
PM-1215	PES/uhlík, bez latexu	modrá/červená	200 kg

PM-1420	Bavlna/přírodní kepr, bez latexu	krém	200 kg
PM-2010	PES/uhlík, bez latexu	modrá/červená	200 kg
PM-2020	Bavlna/přírodní kepr, měkký jako latex	krém	200 kg
PM-2015	PES/uhlík, bez latexu	modrá/červená	200 kg

Článek č.	Označení	Rozměry v mm	Hmotnost	UDI
PM-1010	Posuvná rohož	1900 x 600 x 5	950 g	(01)04250355310101(10)x
PM-1051.2	Ochranný kryt	1900 x 600 x 0,5	200 g	(01)04250355310590(10)
PM-1210	Posuvná rohož	1000 x 700 x 5	590 g	(01)04250355312105(10)x
PM-1251.2	Ochranný kryt	1000 x 700 x 0,5	120 g	(01)04250355312594(10)
PM-1220	Posuvná rohož	1000 x 700 x 5	985 g	(01)04250355312204(10)x
PM-1215	Posuvná rohož	1100x 750 x 5	660 g	(01)04250355312150(10)x
PM-1420	Posuvná rohož	1400 x 900 x 5	1890 g	(01)04250355314208(10)x
PM-2010	Posuvná rohož	500 x 600 x 5	265 g	(01)04250355320100(10)x
PM-2020	Posuvná rohož	500 x 600 x 5	426 g	(01)04250355320209(10)x
PM-2015	Posuvná podložka (2 díly)	250 x 600 x 5	300 g	(01)04250355320155(10)x

Výroba našich výrobků podléhá nejvyšším požadavkům na kvalitu. Vzhledem k obvyklým výrobním výkyvům jsou proto námi zveřejněné rozměry a další informace o kvalitě našich výrobků vždy definovány výrobními rozměry. Případné odchylky, kterých si všimnete, byly prověřeny naším kontrolním postupem a nepředstavují snížení výkonnosti příslušného výrobku.

## 7 Záruka

- Společnost Petermann zaručuje, že výrobek nemá vady materiálu a zpracování.
- Záruka se vztahuje na dobu 3 let. **Nevztahuje se na závady způsobené oděrem, běžným opotřebením, nesprávným používáním nebo nesprávným čištěním.**
- Společnost Petermann neodpovídá za náhodné nebo nepřímé zranění nebo škody na majetku.

## 8 Pokyny k likvidaci

Pro posuvné rohože neexistují žádné zvláštní předpisy pro jejich likvidaci; lze je likvidovat v souladu s vnitrostátními a místními předpisy.



**Petermann GmbH**  
**Waldweg 3**  
**D-91601 Dombühl**  
**Telefon: +49 (0) 9868-9339-0**  
**E-mail: [petermann@pm-med.de](mailto:petermann@pm-med.de)**